

ジーシー イニシャル IQ ラスターペースト ONE

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

本品は、セラミックス系歯科修復物等の色調調整を行うためのペースト陶材及び希釈液から構成されている。

本品は、以下の陶材、希釈液があり、記載の成分を含有する。

陶 材	形 状	成 分
L-N、L-NFL、L-A、L-B、L-C、 L-D、L-1、L-2、L-3、L-4、L-5、 L-6、L-7、L-8、L-9、L-10、 L-V、L-OP	ペースト	二酸化ケイ素、着色材、蛍光材、プロピレングリコール、その他
希釈液	形 状	主成分
ディルーティングリキッド	液体	プロピレングリコール
リフレッシュリキッド		

原理

ペースト陶材を必要に応じて希釈液で希釈し、セラミックス系修復物に塗布して、焼成することにより色調調整を行う。

【使用目的又は効果】

セラミックス系歯科修復物又は補綴物の色調調整に用いる。

【使用方法等】

本品を「ブラシ 00」等を用い、セラミックス系歯科修復物等に塗布し、歯科技工用ポーセレン焼成炉で焼成します。「ミキシングディッシュ」等に採取したペーストの粘度が高い場合は、「ディルーティングリキッド」で流動性を調整します。また、容器内のペーストの乾燥が進んだ場合は、「リフレッシュリキッド」を用います。使用する陶材は「カラーチャート」を目安にして、選択します。

<焼成スケジュール表>（例）

	1	2	3	4	5	6
ジルコニア	450	6	45	有	800-900	1
二ケイ酸リチウム	450	4	45	有	730-760	1

1. 予熱温度(℃)、2. 乾燥時間(分)、3. 昇温速度(℃/分)
4. 真空、5. 焼成温度(℃)、6. 係留時間(分)

焼成スケジュールは、焼成炉とその機能に応じた調整が必要ですので、上記は目安とお考えください。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 詳しい使用方法是本品のテクニカルマニュアル（ジーシーホームページから閲覧可能）を参照すること。
- 適切な焼成スケジュールは、歯科技工用ポーセレン焼成炉の個体により異なるため、事前に試し焼き等で確認すること。
- ペーストは、使用前にプラスチック製のスパチュラで攪拌すること。保管期間が長くなっている場合は、希釈液を適量加えて、元の稠度に戻すこと。
- ペーストの容器は、使用後すぐに蓋をすること。
- ペーストは水と接触させないこと。斑点やヒビ割れの原因となるため、筆等の水分にも注意して作業を行うこと。
- 本品を焼成する際は、730℃を最低温度とし、塗布する材料に応じて焼成温度の調整を行うこと。

【使用上の注意】

- 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 重要な基本的注意
①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
③本品（ペースト、液）及び、希釈したペーストは、目に入らないよう注意すること。万一、目に入ったときは、直ぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
④患者への装着時には良く洗浄し、汚染物質を除去すること。
⑤ディルーティングリキッドによる希釈は、ペーストがゲル状をとどめる程度とすること。希釈し過ぎは、焼成後の光沢が減少します。
⑥ディルーティングリキッドによる希釈は、ペーストを採取してから行い、容器に直接入れないこと。
⑦リフレッシュリキッドは、使用前によく振ること。
⑧リフレッシュリキッドの添加は、ゲル状となる程度にとどめること。
⑨本品の切削・研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可したマスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
⑩本品の切削・研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護メガネなどを使用すること。
⑪患者への装着の際には、ラバーダムを使用すること。
⑫患者への装着の際には、適切なセメント材（レジンセメントなど）を用いて装着すること。
⑬他の製品と混用しないこと。
⑭本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑮本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑯本品については、試験によるMR安全性評価を実施していない。（自己認証による）*

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 本品は、直射日光及び高温多湿を避け、蓋を締めた状態で保管する。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

〔使用期限〕

本品は、包装に記載の使用期限*までに使用する。

※（例 EXP. 2027-06 は
使用期限2027年 6月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー
主たる設計元：クレマ社（オーストリア共和国）
KLEMA Dentalprodukte GmbH

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480