

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用エッチング材（36153000）

ジーシー エッチング液

【形状・構造及び原理等】

形状 : 液 10g(9.2mL) 2 本入り

主成分 : リン酸、水

原理

本品は、リン酸により歯質エナメル質の酸蝕、セラミックスやコンポジットレジン等の無機質分を含有する口腔内補綴物および充填物の被着面清掃に用いる。

【使用目的又は効果】

歯質エナメル質の酸蝕、セラミックスやコンポジットレジン等の無機質分を含有する口腔内補綴物、および充填物の被着面清掃に用いる。

【使用方法等】

使用に先立ち、ボトルをよく振り内部の小球で撹拌します。

・歯質エナメル部の酸蝕

- 1) 形成の終了した窩洞のエナメル質表面に、本品を筆または小綿球で塗布します。
- 2) 30 秒後、水洗及び乾燥を行いエッチングを完了します。

・口腔内補綴物および充填物の被着面清掃

- 1) 破折及び補修したい被着面をダイヤモンドバーなどで粗面化し、本品を被着面に筆または小綿球で塗布します。
- 2) 水洗及び乾燥を行います。シランカップリング材を、ポーセレン、硬質レジン、コンポジットレジンの被着面に塗布し、シランカップリング材の使用 방법에従い処理します。
- 3) 歯科コンポジットレジン用接着材料のボンディング材（光重合型）を塗布し、使用方法に基づいた処理を行います。歯科充填用コンポジットレジンまたは歯冠用硬質レジンを、充填または築盛し、それらの使用方法に基づいて硬化させます。
- 4) 形態修正後、最終研磨を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 窩洞が深いときは、覆髄材などにより歯髄を保護すること。
〔歯髄に影響を及ぼす可能性がある〕
- 2) エッチング液はチクソトロピー性が非常に高いためゼリー状になることがあるので、使用前によく振り、所定の粘度に戻してから使用すること。容器に入っている白いボールは撹拌効果を高めるものであるため、そのまま使用すること。
- 3) エッチングした面に唾液、滲出液などが触れると接着力が低下するので、唾液などにより汚染された場合は再エッチングを行うこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適應すること）
薬剤、食品、アクセサリー、化学物質などに過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくとも問診を行い、慎重に適應すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること
 - ③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

- ④本品は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。口腔軟組織や皮膚に付着したときは、すぐに多量の流水で洗浄すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- ⑤本品は採取後すみやかに使用し、容器はすぐに密栓すること。
- ⑥他の製品と混用しないこと。
- ⑦本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑧本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

3) 相互作用

- (1) [併用注意]（併用に注意すること）
併用医療機器の使用に際しては、各製品の添付文書の使用法、注意事項を確認してから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光を避け、室温で保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

〔有効期限〕

本材は、包装に記載の使用期限*までに使用する。

※（例 EXP. 2018-02 は
使用期限 2018 年 2 月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
主たる設計元 : 株式会社ジーシー

発売元 : 株式会社ジーシー
住所 : 〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号 : (お客様窓口) 0120-416480