

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材（70858000）

ジーシー フジバーニッシュ

【禁忌・禁止】

本品または、酢酸エステル類、アセトンに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

概要：本品は、歯科充填用ガラスアイオノマーセメント、歯科用レジン系セメントの表面硬化保護材であり、セメント硬化時に表面に塗布することにより、一時的に水分の浸入から保護する。

形状：液体（ガラス瓶入り）

主材：10g（10.4mL）

希釈材：10g（11.7mL）

主成分：主材；酢酸イソプロピル、アセトン、ビニル樹脂
希釈材；酢酸イソプロピル、アセトン

原理：歯の窩洞に充填した歯科用セメントの表面に塗布、乾燥させることにより、充填物の表面に防湿性の薄膜を形成する。

【使用目的又は効果】

- 1) 歯の窩洞に充填した歯科充填用ガラスアイオノマーセメント、歯科用レジン系セメントの表面に塗布、乾燥させることにより耐水性被膜を作り、充填物の硬化の際に一時的に水分の浸入から保護する。

【使用方法等】

- 1) 歯科充填用ガラスアイオノマーセメント、歯科用レジン系セメントを窩洞に充填、概形を形成後本品を塗布し、エアースリンジで乾燥します。セメント硬化後、注水下で充填物の形態形成及び研磨を行います。
- 2) 特に光重合型のセメントの場合は、窩洞に充填後、セメントを光硬化させ、本品を塗布し、エアースリンジで乾燥します。その後、注水下で充填物の形態形成及び研磨を行います。
- 3) ジーシー フジバーニッシュ用希釈材は、ジーシー フジバーニッシュ（主材）の粘性が上昇したときに適量混合して使用します。
（充填物の形態形成及び研磨は、24 時間以内に行ってください。）

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ジーシー フジバーニッシュ（主材）の粘着性が増加した場合、ジーシー フジバーニッシュ用希釈材を使用すること。
- 2) ジーシー フジバーニッシュ用希釈材を加えた時は、ジーシー フジバーニッシュ（主材）を密栓し、濃度のむらがなくなるまでよく振ってから使用すること。
- 3) ジーシー フジバーニッシュ用希釈材での薄めすぎは、ジーシー フジバーニッシュ（主材）の効果を損なうことがあるので注意すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくとも問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症状の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

- ③本品は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着したときは、すぐにアルコール綿などで拭った後、流水で洗浄すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- ④本品は可燃性なので、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ⑤テーブル、床上などにこぼしたときは、すぐに乾いた布でよく拭きとること。
- ⑥本品を使用する際には、適切な換気（1 時間あたり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
- ⑦他の製品と混用しないこと。
- ⑧本品は揮発成分を含有するため、使用後はすぐに蓋をしっかりと閉めること。
- ⑨容器は、使用後すぐに密栓して、涼しい場所に保管すること。
- ⑩本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑪本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・高温・直射日光を避け、冷暗所（4～25℃）で保管する。1 つの保管庫に大量に保管しない。
- ・本品は可燃性のため、火気の近くでの使用、保管は避ける。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備える。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【有効期限】

本品は、包装に記載の使用期限*までに使用する。

※（例 EXP. 2018-02 は
使用期限 2018 年 2 月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480