

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科研削用ストリップ (35702000)
ジーシー ニューメタルストリップ

【形状・構造及び原理等】

形状・構造

酸化アルミニウム研磨材（ステンレス箔基材）

材質

砥 ； 酸化アルミニウム

砥粒の粒度（4 種類）

赤＝＃200、青＝＃300、緑＝＃600、黄＝＃1000

基材部 ； ステンレス箔

幅（3 種類）

A＝2.6(mm)、B＝3.3(mm)、C＝4.0(mm)

長さ 全種類 133(mm)

原理

ステンレス箔基材の片面に砥着させた砥粒により研磨を行う。

【使用目的又は効果】

歯牙の隣接面充填物の形態の修正・研磨、歯間分離、支台歯形成に使用する。

【使用方法等】

- 1) 使用前に必ず滅菌を行います。滅菌はオートクレーブ、ケミクレーブにて行います。オートクレーブは 115～118℃で 30 分、121～124℃で 15 分、126～132℃で 10 分のいずれかの条件で行います。ケミクレーブは製造業者の指示に従って使用します。
- 2) 形態を修正・研磨する部位にふさわしい粒度及び幅のニューメタルストリップを選択します。
- 3) 歯間部にニューメタルストリップを挿入し、手指の動きで操作します。
- 4) 歯間に挟んで一端をわずかに唇側に出し、舌側を指で押さえたまま唇側へ引き出すことによりニューメタルストリップのほぼ全長を使用して有効に研磨ができます。

【使用上の注意】

1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- ① アクセサリーに対して過敏症の既往歴のある患者。

2) 重要な基本的注意

- ① 本品は縁端が鋭いため、使用中に患者の口腔内や顔面などを傷つけないように注意すること。また、術者の手指などを傷つけないように保護手袋などを使用すること。
- ② 本品は研磨能力が高いため、過度の力を加えて削りすぎないように軽い力で使用すること。〔充填物、歯牙の過剰研磨の可能性がある〕
- ③ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 本品は、室温の乾燥した状態に保管する。
- 2) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

〔使用者による保守点検事項〕

- 1) 再使用する際には、使用後できるだけ早く、清掃液を用いて付着物を除去し、滅菌を行う。
- 2) 乾熱滅菌、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤は使用しない。
- 3) 清掃液・滅菌器については、各製造業者の指示に従い、正しく使用する。
- 4) 目づまりが生じた場合は、超音波洗浄を行う。なお、不充分の時は、軽く炎を通すことにより有機物を焼却清掃する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 ； 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元 ； 株式会社ジーシー

住所 ； 〒113-0033

東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号 ； （お客様窓口）0120-416480