

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科研削用ストリップ (35702000)

ジーシー エピテックス

【形状・構造及び原理等】

形状

酸化アルミニウム研磨材（プラスチックフィルム基材）*
（寸法、粒度）*

種類		幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (μ m)	粒度
ストリップ	粗粒 〈ブルー〉	5	10	75	#280
	中粒 〈グリーン〉	5	10	50	#500
	微粒 〈グレー〉	5	10	45	#800
	超微粒 〈ピンク〉	5	10	40	#1200
マトリックス	透明	8	10	50	—

材質

- ・砥 粒：酸化アルミニウム*
- ・基材部：ポリエチレンテレフタレートフィルム

原理

プラスチックフィルム基材部の片面に溶着させた砥粒により研磨を行う。

【使用目的又は効果】

隣接面充填物の形態の修正・研磨に使用する。

【使用方法等】

- 1) 形態を修正・研磨する部位に応じた粒度の本品を選択し、適当な長さにカットします。
- 2) 歯間部に本品を挿入し、手指の動きで操作します。
- 3) 歯間に挟んで一端をわずかに唇側に出し、舌側を指で押さえ、そのまま唇側へ引き出し、カット部分のほぼ全長を使用します。
- 4) 本品の使用した部分は再使用せず、適切に廃棄します。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - ②本品の使用中に、患者の口腔内や顔面などを傷つけないように注意すること。
 - ③本品をディスペンサーから引き出す時に、手指などに傷つけないように注意すること。また、術者の手指などを傷つけないように、保護手袋などを使用すること。
 - ④本品の使用中に、過度の力を加えるなどして患者の歯肉などに傷をつけないように注意すること。
 - ⑤本品の使用中に、過度の力を加えて削り過ぎないように注意すること。[不必要な空隙を生じさせ、食物の停滞等の不具合を誘発する可能性がある]
 - ⑥本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - ⑦本品の研磨の際には、眼を傷つけないように、保護眼鏡などを使用すること。
 - ⑧本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑨本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品は、直射日光、雨水を避け、湿気のない場所で保管する。
- ・本品を、高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒133-0033

東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480