

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科適合試験用材料（70881000）

ジーシー デンチャースポットチェック

【形状・構造及び原理等】

概要

- 本品は主に補綴物の適合試験に使用する歯科適合試験用材料である。

形状

- ピンク色ペースト 2.5 g (3.75 mL) /本

主成分

- グリセリン
- 二酸化珪素

原理

- 義歯装着患者に関して、口腔粘膜にあたりを感じている部分にペーストを塗布し、義歯を装着すると義歯表面に口腔粘膜上のペーストが転記される。このことにより義歯表面のあたりが生じている部分が明確となる。

【使用目的又は効果】

- 義歯床に傷やあたりが生じている部位を特定する。

【使用方法等】

- 傷、あるいはあたりを有する患者の口腔粘膜の部位に、目視あるいは患者の訴えをもとに粘膜上にインスツルメントを用いてペーストを少量塗布します。
- 次に、義歯を装着させ、咬合させます。
- その後、口腔内より義歯を取り出します。ペーストが付着している部分が傷、あたりが生じている部分である為、必要に応じてポイント等を用いこの部分を切削、研磨します。
- さらに水洗後、義歯を口腔内に戻し、状態が改善されたことを確認します。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 汚染防止のため、本品をシリンジからインスツルメントや患部に直接塗布しないこと。付属の練和紙に適量採取し使用すること。
- 口腔粘膜に残ったペーストは、うがい又は注水により洗浄すること。[残ったペーストを飲み込んでしまう可能性がある]
- ペーストが冷えた状態の場合、シリンジから出にくくなるがあるので、室温に戻してから使用すること。[ペーストが硬いと、正確な適合状態の判定ができなくなる可能性がある]

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - ①グリセリンに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
 - ④本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。[目の損傷の可能性がある]
 - ⑤適合診査確認後、リライニング・リベースを行う場合には、界面活性剤含有の洗浄剤を用いて十分に洗浄すること。[リライニング・リベース材の接着を阻害する可能性がある]
 - ⑥本品は、義歯床と粘膜の接触状態の検出や問題部位の義歯床との位置関係の把握に有効であるが、義歯床調整時の削合に当たっては、その他の情報を総合し、診断の上行うこと。
 - ⑦開封後はできるだけすみやかに使用すること。

⑧他の製品と混用しないこと。

⑨本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。

⑩本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 本品は空気との接触でペーストが硬くなることがあるので、容器は使用後すぐに密栓して、涼しい乾燥した場所に保管する。
- 直射日光の当たらない場所に保管する。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【有効期限】*

本品は、包装に記載の使用期限*までに使用する。

※（例 EXP. 2028-05 は
使用期限2028年 5月 を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び名称等】

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480