

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科適合試験用材料（70881000）

ジーシー デンチャーフィットチェック

【形状・構造及び原理等】

概要

- ・本品は主に補綴物の適合試験に使用する歯科適合試験用材料である。

形状

- ・白色ペースト 40g（52mL）/本

主成分

- ・シリコーンオイル、ケイ酸塩

原理

- ・義歯上にスポンジを用い薄く塗布された白色ペーストが口腔粘膜に圧接されることにより、口腔粘膜と義歯のあたりの強い部分のペーストが除去され、義歯の適合状態が明瞭となる。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・容器は使用後すぐに密栓して、涼しい場所に保管する。
- ・直射日光の当たらない場所に保管する。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び名称等】

製造販売元：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元：株式会社ジーシー

住所：〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号

電話番号：（お客様窓口）0120-416480

【使用目的又は効果】

- 1) 義歯と粘膜の適合状態を明確にする。

【使用方法等】

- 1) 義歯床粘膜面をエアーにより充分乾燥させます。
- 2) 義歯の床面に、スポンジ等を用いて塗布後、患者の口腔内に挿入し、咬合させます。
- 3) 次に、義歯を口腔内より取り出し、目視にて義歯の適合状態を調べます。義歯に当たりが出ている部分はペーストが排除されてスポットになっているため、必要な場合はこの部分を切削、研磨します。
- 4) その後、ペーストをティッシュペーパー等で除去し、界面活性剤を含む洗浄剤を用いて洗浄します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 口腔粘膜に残ったペーストは、うがい又は注水により洗浄すること。〔残ったペーストを飲み込んでしまう可能性がある〕
- 2) 本品は、硬化するタイプではないため、口腔内装着時や撤去時に口唇や手指が塗布面に触れないよう注意すること。〔塗布面に触れてしまうと、正確な適合状態の判断ができなくなる可能性がある〕

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ① シリコーンオイルに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ② 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- ③ 本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ④ 本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。〔目の損傷の可能性はある〕
- ⑤ 活性剤含有の洗浄剤を用いて十分に洗浄すること。
- ⑥ 本品は、適合診査確認後、リライニング・リベースを行う場合には、義歯床と粘膜の接触状態の検出や問題部位の義歯床との位置関係の把握に有効であるが、義歯床調整時の割合に当たっては、その他の情報を総合し、診断の上行うこと。
- ⑦ 開封後はできるだけすみやかに使用すること。
- ⑧ 他の製品と混用しないこと。
- ⑨ 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑩ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。