

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス 70894000
シープ シートワックス

【形状・構造及び原理等】

*[形状・種類]

- 1) 形状：薄板状正方形（88mm×88mm）のシート状ワックス
- 2) 成分：パラフィンワックス、ポリエチレンワックス、その他
- 3) 種類：6種類
[ゲージ：21(0.90mm)、24(0.55mm)、26 (0.45mm)、
28(0.35mm)、30(0.30mm)、32(0.23mm)]

【使用目的又は効果】

クラウンのワックスコーピング製作、金属床のワックスパターン製作、金属床製作時のリリースなどに用いる。

【使用方法等】

- 1) クラウンのワックスコーピング製作
 - ①石こう模型の支台歯に、軟化させた本材を圧接します。
 - ②この上にインレーワックスを盛上げ、歯冠を形成します。
- 2) 咬合採得の場合
 - ①本材を均等に軟化させたものを、噛み合わせた後、硬化してから取り外します。
 - ②その上に石こうを流して、石こう型とします。
- 3) 金属床のワックスパターン製作
耐火模型に均一に軟化させた本材を圧接します。必要に応じて耐火模型に焼き付けます。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ①本材は、可燃性であるので使用の際は、火傷をしないよう注意すること。
 - ②過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本材は、火気厳禁の冷暗所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 シープ歯科工業株式会社

住所 〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1058

電話番号 073-489-4328