

機械器具 5 8 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用エラスチック器材 38733000

フォースプロダクト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 本材又はポリウレタンに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材は再使用しないこと。

※ 製造業者
※

Dentsply Sirona Orthodontics Inc.
デンツプライ シロナ オーソドンティックス
インク
アメリカ

国名

【形状・構造及び原理等】

- 1) 材質：ポリウレタン
- 2) 種類：
 - ①エラスティックリガチャータイ（色調：クリアー）
 - ・ . 110
 - ・ . 120
 - ②エラスティックチェーン（色調：クリアー）
 - ・ クローズ
 - ・ オープン
 - ・ オープンミディアム
 - ・ オープンロング
 - ③エラスティックスレッド（色調：クリアー）
 - ・ ラウンド
 - ・ スクエア
 - ・ ラウンドホロー

【使用目的又は効果】

歯科の歯列矯正治療に用いる。

【使用方法等】

- 1) エラスティックリガチャータイ
ディスペンサーからエラスティックリガチャータイを切り離し、歯牙に装着された歯列矯正用ブラケットやバックルチューブと歯列矯正用ワイヤーを結紮するために、ブライヤー等を用いてブラケットのスロット（溝）にはめ込んだアーチワイヤーを跨ぐようにブラケットのタイウイングに引っ掛けます。
- 2) エラスティックチェーン
必要な分のエラスティックチェーンを切り取り、歯牙に装着されたブラケットのタイウイングに引っ掛けてアーチワイヤーを結紮したり、フックに引っ掛けて使用します。
- 3) エラスティックスレッド
必要な分のエラスティックスレッドを切り取り、両端を結んで輪を作る等してブラケットのフック、アーチワイヤー又はコイルスプリングに掛けて使用します。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
 - ①本材又はポリウレタンに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。
 - ②本材の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・ 本材は、高温、多湿、直射日光、火気などを避けて、室温及び暗所で保管すること。
- ・ 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

※ 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112