

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント 70841002
レジグラス パースト

【禁忌・禁止】

本材又はグラスアイオノマーセメント、メタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】**【構成】**

構成	性状	成分
A パースト	パースト	UDMA、TEGDMA、ポリアクリル酸、フルオロアルミノシリケートガラス、微粒子けい酸、その他
B パースト	パースト	精製水、メタクリル酸系モノマー、フルオロアルミノシリケートガラス、微粒子けい酸、その他

【原理】

A パーストと B パーストの混合により、レジン成分の化学重合、及びフルオロアルミノシリケートガラスとポリアクリル酸との酸-塩基反応によって硬化する歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメントである。

【使用目的、効能又は効果】

歯科修復物又は装置の口腔内硬組織若しくは装置への合着に用いる。

【品目仕様等】

JIS T 6609-2:2005 歯科用ウォーターベースセメント-第 2 部：レジン添加型セメント、タイプ 1 による。

項目	仕様
被膜厚さ (μm)	25 以下
操作時間 (分)	2.5 以上
硬化時間 (分)	7.0 以下
曲げ強さ (MPa)	10 以上
酸溶解性 (mm)	0.17 以下
酸溶解性ひ素含有量 (mg/kg)	2 以下
酸溶解性鉛含有量 (mg/kg)	100 以下
X線透視性	同じ厚さのアルミニウムの X線透視性以上

【操作方法又は使用方法等】**【操作方法】**

- 窩洞又は支台歯の清掃
通法により水洗、乾燥します。歯面に仮封材又は仮着材が付着している場合はきれいに除去します。
- パーストの採取
W シリンジのキャップを取り外します。ノズル先端を紙練板上に軽く接して、プランジャーを押し、A パースト、B パーストを等長採取します。採取後、ノズル先端をガーゼ等で拭き、キャップを確実に付けます。
- 練和
採取したパーストをプラスチック製スパチュラを用い、気泡が入らないように、20 秒間練和します。練り上がったセメント泥で通法に従って合着します。
操作時間：2 分 30 秒
- 修復物の装着
修復物の接着面を清掃します。接着面にセメント泥を塗布し、修復物を装着します。セメントが硬化するまで修復物に圧力をかけたままにしておきます。
硬化時間：7 分
- 余剰セメントの除去
余剰セメントがゴム弾性を示した時点（装着後、約 2 分 30 秒～5 分）で、インスツルメントにより除去します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ユージノールを含む仮封材、仮着材を使用した歯面には使用しないこと。
- W シリンジを初めて使用する場合はノズル先端部に空気が内在しているので、キャップを取り外した後、少量のパーストが均等に出ることを確認してから使用すること。
- パースト採取後、W シリンジ先端ノズルは、ガーゼ等で拭き取ること。
- 余剰セメントは、探針等でゴム弾性を示したことを確認後、インスツルメントにより除去すること。
- 金属製スパチュラを用いるとセメント泥が若干黒変し、操作・硬化時間が短くなるので使用しないこと。

【使用上の注意】**1) 使用注意**

- ① 本材は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ② 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意**
- ① 本材又はグラスアイオノマーセメント、メタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
 - ② 本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれなどの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
 - ③ 本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれなどの過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
 - ④ セメント泥は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。口腔軟組織や皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿などで拭いた後、大量の流水で洗浄すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**【貯蔵・保管方法】**

- ・本材は、高温、多湿、直射日光、火気等を避けて、1～25℃で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【使用期限】

本材は包装、容器に記載の使用期限※までに使用すること。
【記載の使用期限は、当社データによる】

※(例)  YYYY - XX は→使用期限 YYYY 年 XX 月末日を示す)

【包装】

レジグラス パースト

- ① W シリンジ 10mL : 1
- ② 付属品：スパチュラ 1、紙練板 1

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112
製造元 株式会社 松風