

機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 両眼視機能検査装置 (JMDN コード 37071000)

フリスビーステレオテスト

【形状・構造及び原理等】

下記に外観図を示す。



＜構成＞

本製品の基本構成は以下の通りである。

- ・ 検査プレート 3枚(厚さ 6 mm、3 mm、1.5 mm)
- ・ メジャー(検査距離計測用)
- ・ 取扱説明書

尚、フリスビースクリーニングステレオテストは厚さ 6mm のみの検査プレートの構成

＜原理＞

被検者が定められた距離からプレートを見て、プレートの表面に印刷されている図と裏面に印刷されている図を識別できるかどうかを調べることで、立体視の検査を行う。

＜仕様＞

検査プレートの寸法 230 mm × 230 mm

図の寸法 80 mm × 80 mm

検査プレートの厚さ 6 mm、3 mm、1.5 mm

【使用目的又は効果】

検査眼鏡を装着せず、自然視に最も近い状態で、近視の立体視を検査する。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 立体視機能のスクリーニング

被検者に一番厚い検査プレートを見せて、どの正方形パターンの中に隠れた円形パターンがあるか、指摘させる。4～5回、検査プレートの位置を無作為に変え、テストをする。

2. 立体視機能の測定

被検者が確実に識別できる最少の視差度を定めるために、下記の表から選んだ検査プレートや種々の距離でテ

ストを行う。メジャーを使用して検査距離を任意に保ちながら検査を行う。

検査距離		検査プレートの厚さ		
cm	(in)	6mm	3mm	1.5mm
30	(12)	600	300	150
40	(16)	340	170	85
50	(20)	215	110	55
60	(24)	150	75	40
70	(28)	110	55	30
80	(32)	85	40	20

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 本器の使用者は、医師、医師の指示を受けた人及び視能訓練士だけに限定すること。
- (2) 本器の使用は、如何なる場合も医師及び視能訓練士の指示に基づいて行うこと。
- (3) 検査プレートに光が直接あたらない場所で検査すること。
- (4) 検査プレート表面に傷がついたり、変形したりしないように注意して下さい。上にものをのせたり、熱、特に日光により変形する場合があるので注意して下さい。
- (5) 使用しない時は専用ケースに保管して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞

常温に保管すること。但し、40℃以上の高温、5℃以下の低温及び 70%以上の湿度は避ける。

【保守・点検に係る事項】

検査プレート表面に傷がついたり変形したりしないように注意すること。上にものをのせたり、熱、特に日光により変形することがあるので注意する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパン フォーカス株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18

TEL (03)3815-2611 FAX (03)3815-7284

外国製造業者 HAAG-STREIT UK LTD イギリス

緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社 TEL (03)3815-2611

株式会社 JFC セールスプラン TEL (03)5684-8531

取扱説明書を必ずご参照ください。