

医療用品 06 視力表及び色盲検査表
一般医療機器 視力表 (JMDN コード 16800000)
ケンブリッジ クラウディングカード

【形状・構造及び原理等】

下記に外観図を示す。



＜構成＞

一文字視標、複合文字視標、サンプル板、マッチングボード、文字カード、遮眼メガネ、メジャーで構成されている。

＜仕様＞

(1) 視力値:

6/60(0.1)、6/36(0.16)、6/24(0.25)、6/18(0.3)、
6/12(0.5)、6/9(0.6)、6/6(1.0)、6/4(1.5)、6/3(2.0)

(2) 検査距離:3m

＜原理＞

被検者に単一文字の視標カードを提示し、被検者は用意されている文字カードより、提示された視標(文字)と同じ文字カードを示し検者に知らせる。このようにして被検者が視力表の文字を読めなくても検査が出来る。

複合(crowded)文字視標カードは、中央の一文字に、上下左右に 4 文字を配置していることから、『字詰り視力』を測定し、成人向け視力表での検査結果と同等になる。

【使用目的又は効果】

本器は、視力表と同様な検査でコントラストの感度を測定するチャートである。

【使用方法等】

- (1) 検査は明室で行い、視標面には直接光が当たらない様にする。
- (2) マッチングボード上にマジックテープのついた文字カードを張り付ける。
- (3) 検者は被検者に視標を提示し、それと同じ文字をマッチングボードの文字カードの中から指し示すよ

うに説明する。

- (4) メジャーを用いて視標と被検者の距離が 3m になるようにする。
- (5) 検者は視標を被検者に対し垂直に提示する。
- (6) 視力値の多い方 6/60(0.1)から提示し、その視標が確認できたかを被検者にたずねる。
- (7) 被検者は、視標と同じ文字をマッチングボード上の文字カードの中から選び指し示す。
- (8) 以上の操作を繰り返し、視標を次第に小さくしていく。
- (9) 被検者が確認できた最小の値をもって、被検者の視力値とする。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 本品の使用者は、医師、医師の指示を受けた人及び視能訓練士だけに限定すること。本器の使用は、如何なる場合も医師及び視能訓練士の指示に基いて行うこと。
- (2) 検査距離は約3mを保つこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞

常温に保管すること。但し、40° C 以上の高温、5° C 以下の低温及び 70%以上の湿度は避ける。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 検査面には手を触れないこと。
- (2) よごれた場合は、柔らかい布で軽くはらうこと。
洗浄用の液体や溶剤は決して使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者

ジャパン フォーカス株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18
TEL (03)3815-2611 FAX (03)3815-7284

外国製造業者 Haag-Streit UK Ltd. イギリス
緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社 TEL (03)3815-2611
株式会社 JFC セールスプラン TEL (03)5684-8531