

機械器具 71 視力補正用眼鏡
一般医療機器 高拡大率レンズシステム (JMDN コード 30047000)

キーラー弱視レンズ

【形状・構造及び原理等】

外観 バイフォーカル近用レンズの例



本品は以下のレンズ、試験枠及び視力表で構成されている。

●照明付拡大鏡

8X (LVA 9-5), 10X (LVA 9-6), 12X (LVA 9-7),
15X (LVA 9-8)ホルダー付, 20X (LVA 9-9)ホルダー付

●近用専用レンズ

2X (LVA10-1), 3X (LVA10-2), 4X (LVA10-3),
5X (LVA10-4), 6X (LVA10-5), 8X (LVA10-11),
6X (LVA10-6)ポップ付, 8X (LVA10-7)ポップ付

●バイフォーカル近用レンズ

2X (LVA12-21), 3X (LVA12-22), 4X (LVA12-23),
5X (LVA12-24), 6X (LVA12-25), 7X (LVA12-26),
8X (LVA12-27), 9X (LVA12-28), 10X (LVA12-29)

●バータイプ近用レンズ

2X (LVA21-2), 3X (LVA21-3), 4X (LVA21-4),
5X (LVA21-5)

●フルフィールド近用レンズ

1. 6X (LVA22-1), 2X (LVA22-2), 3X (LVA22-3),
4X (LVA22-4), 5X (LVA22-5), 6X (LVA22-6),
8X (LVA22-7)

●ディスタンスレンズ

2. 5X (LVA40-1), 1. 9X (LVA50-1), 1. 75X (LVA51-1)
エンドキャブレレンズ (ディスタンスレンズ用)
2X (LVA51-2), 3X (LVA51-3), 4X (LVA51-4),
1+1 (LVA51-5)

●パンフォーカルテレスコープ

2. 8X (LVA53-1), 4. 2X (LVA53-2), 4. 2X (LVA53-22),
8. 25X (LVA53-4)

●試験枠

LVA フレーム, 取付用バー, ビンキュラー トライアルクリップ®,
クリップオンホルダー, ハルバーグ トライアルクリップ®,
クリップオンアダプター取付リング, アンケルスリーブ

●視力表

リーディング視力表,
ランドルト&アルファベット視力表

【使用目的又は効果】

視覚障害(弱視)者(児)を対象にした視力補正用レンズ。

【使用方法等】

各レンズは、使用目的により選択する。

●照明付拡大鏡

強度弱視者向け照明付レンズ。コード式バッテリーハン
ドルは光量調節機能付。

- ・非球面ルーペ
- ・片眼使用、読書用

●近用専用レンズ

視野が広く、初めて眼鏡を使用する者にも適する。

- ・非球面ルーペ
- ・片眼使用、読書用

●バイフォーカル近用レンズ

眼鏡レンズ(プラスチック)前面にねじ込み式の専用ス
リーブを接着して装着する。

- ・非球面ルーペ
- ・片眼使用、主として読書用

●バータイプ近用レンズ

多用途な弱視レンズ。双眼装用の場合は、輻輳確度(内
斜)付の専用スリーブ、又は取付用バーにレンズをねじ
込んで装着。目的に応じてレンズの倍率を容易に交換で
きる。

- ・ガリレオ式テレスコープ
- ・片眼又は双眼使用
読書又は筆記作業用

●フルフィールド近用レンズ

交換が容易な多用途弱視レンズ。視野が広く広範囲な弱
視者に適する。殆どの眼鏡フレームに装着可能。

- ・ガリレオ式テレスコープ(広視野)
- ・片眼又は双眼使用
読書又は筆記作業用

●ディスタンスレンズ

LVA 40シリーズ、LVA 50シリーズ
テレスコープ式弱視レンズ。鏡筒を回転させて焦点を
合わせる。

- ・ガリレオ式テレスコープ
- ・片眼又は双眼使用 遠～近用(調節式)

LVA 51シリーズ+エンドキャップレンズ

遠用主鏡に二重レンズのエンドキャップを取付ける
ことにより、使い分けが可能。

- ・ガリレオ式テレスコープ
- ・片眼使用 遠/中間/近用

●パンフォーカルテレスコープ

手持式と眼鏡取付可能なものがある。室内外で遠方のもの
を見るのに有用。

- ・正立プリズム付ケプラー式テレスコープ
- ・片眼使用 遠～近用(調節式)

●試験枠

取扱説明書を必ずご参照ください。

レンズの処方に使用する。

●視力表

- ・検査は明室で行い、視標面に直接光が当たらない様にする。
- ・被検者の使用目的に応じて弱視レンズを選択する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 本品の使用者は、医師、医師の指示を受けた人及び視能訓練士だけに限定すること。本器の使用は、如何なる場合も医師及び視能訓練士の指示に基づいて行うこと。
- (2) 被検者がレンズ装用中異常のないことを監視すること。
- (3) 必要なものが見える最低の倍率を選ぶようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞

常温に保管すること。但し、40℃以上の高温、－10℃以下の低温及び70%以上の湿度は避ける。

【保守・点検に係る事項】

- ・レンズは丁寧に扱うこと。
- ・レンズ面に直接手を触れないようにすること。
- ・レンズ面を下にして置かないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパン フォーカス株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18
TEL (03)3815-2611 FAX (03)3815-7284

外国製造業者 Keeler Ltd. イギリス

緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社 TEL (03)3815-2611
株式会社 JFC セールスプラン TEL (03)5684-8531