

類別：機械器具 72 視力補正用レンズ
指定管理医療機器 単回使用検査用コンタクトレンズ (JMDN コード 34651020)

PHAKOS ディスポーザブルコンタクトレンズ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

品名	倍率	視野
ディスポ硝子体レンズ マカマーフラット	1.02x	36°
ディスポ硝子体レンズ ベイマンワイドフィールド	0.49x	48°
ディスポ硝子体レンズ ランダース両凹	0.8x	25°
ディスポ硝子体レンズ マカマー拡大	1.40x	30°
ディスポ硝子体レンズ トレンティノ 30°プリズム	1.02x	33°
ディスポ硝子体レンズ ワイドフィールド	0.39x	140/160°
ディスポゴニオプリズム左右用	1.2x	90°
ディスポ三面鏡 検査用	0.95x	140°
ディスポ三面鏡 手術用	0.95x	140°

アクセサリ

品名
ディスポ硝子体レンズ用シリコンリング

【使用目的又は効果】

本製品は、眼の前面に装着して眼内の状態を観察し、診断及び治療を支援する単回使用の検査用コンタクトレンズである。

【使用方法等】

- ・診断及び治療内容に応じてレンズを選択し、検査用コンタクトレンズとして用いる。
- ・ヒアルロン酸ナトリウム等の角膜保護効果のある粘弾性物質で角膜を覆い、本品の包装を無菌的に開封して眼の前面に装着して観察を行う。
- ・一部のモデルには、取り外し可能なシリコンリングがついている。リングを置き換えるには方向をよく観察する：シリコンスカートが下方に向くように取り付ける。
- ・一部のモデルには取り外し可能なハンドルがある。取り外すには一方の手でレンズをしっかりと持ち、他方の手でハンドルを上引く。

【使用上の注意】

- ・本製品を使用する前に必ず異常がないかを確認すること。
- ・パッケージが破損しているなど、レンズが汚染されている可能性のある場合は使用しないこと。
- ・レンズが損傷している場合は患者の眼の表面に傷害を負わせる可能性があるので使用しないこと。
- ・単回使用のため再利用はせず、使用後は適切に廃棄すること。
- *・ハンドルを取り付けるモデルは、特に細心の注意を払い、取り扱うこと。プリズム本体のハンドル装着部を破損するおそれがあります。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- (1) 高温、多湿、直射日光、水ぬれを避けて室温で保管すること。
- (2) 包装に傷やピンホール等を生じさせないように取り扱うこと。
- (3) 製品に記載してある使用期限を確認し、使用期限が過ぎたものは廃棄すること。
- (4) 開封後、使用しなかった製品は廃棄すること。

<使用期間>

外箱に 6 桁（西暦 4 桁-月 2 桁）で記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパン フォーカス株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18
TEL (03) 3815-2611 FAX (03) 3815-7284

外国製造業者 PHAKOS 社 フランス

緊急連絡先

(輸入元)

ジャパン フォーカス株式会社 TEL (03) 3815-2611

(総販売元)

株式会社 JFC セールスプラン TEL (03) 5684-8531