

機械器具(70) 歯科用鋳造器
一般医療機器 歯科技工用形成器具 (JMDN 70760000)

ヒーティングクリア

【形状・構造及び原理等】

《形状》



《原材料》

外装:樹脂製(ポリプロピレン)

《仕様》

・入力電力	100V-200V 50/60 Hz
・消費電力	100W
・ヒューズ	2A
・サイズ(W×D×H)	91×209×89 mm
・重量	530g

【使用目的又は効果】

〔使用目的〕

ワックスを築盛あるいは彫刻形成する際に使用する器具の加熱に用いる。

〔効能又は効果〕

器具の加熱により、ワックスの築盛あるいは彫刻形成をより容易にすることができる。

【使用方法等】

●本品ご使用の際は、使用前に取扱説明書を十分にお読みください。

〔使用方法〕

1. ユニートを電源に接続します。
ON/OFFスイッチをONにします。
感度は、左回しで鈍くなり、右回しで上がります。
2. LEDが緑色であることを確認してください。
もし赤の場合は、ドライバーを使用して、LEDが赤から緑色に変わるまで、ゆっくりと廻して設定してください。
3. 挿入口の内側に触れないように、慎重に中央に技工用形成器具を入れてください。
4. 正しく作動していれば、緑色から赤に変わることによって、直ちに高い熱を得ることができます。

【使用方法に関連する注意事項】

- ①本品使用時は、必ず取扱説明書をよく読むこと。
- ②器具加熱時は、先端に触れないように十分に注意すること。
- ③LEDが赤を表示している場合は使用せず、緑色になるように設定してから、使用を開始すること。
- ⑥清掃時は、アルコールで汚れを拭き取る程度にすること。

【使用上の注意】

1)使用注意

- ①【使用目的又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
- ②本品に異常がないことを絶えず監視すること。
- ③本品に異常が発見された場合は、速やかに使用を中止するなど、適切な措置をとること。
- ④本品は、患者の手に触れないようにすること。
- ⑤本品は勝手に改造しないこと。
- ⑥歯科医療有資格以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・気圧、温度、湿度、風通し、直射日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①本機器は必ず定期点検を行うこと。
- ②しばらく使用しなかった機器を再使用する場合は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認してから使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】*

ペントロンジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17

TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【製造元】

BK メデント社(韓国)

(BK-Medent Co., Ltd.)