

モチール ジルコ ダイヤポイント

【禁忌・禁止】

1. 高速回転下で使用されるため、切削中に破折し人体を傷つける恐れがあるので注意すること。
2. 破折の原因となるので無理な力を加えて使用しないこと。
3. 歯科技工専用であり、口腔内では使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、作業部(頭部)及びシャンク部(軸部)からなり、歯科技工用ハンドピースにシャンク部を装着し回転させ、作業部のダイヤモンド砥粒が材料を研削・研磨する。



〔材質〕

作業部: セラミック、ダイヤモンド粒子
軸部: ステンレス

〔サイズ〕

種類	直径	高さ
6/13	6mm	13mm

【使用目的又は効果】

ダイヤモンドを用いる技工用研削材をいう。ポイント、ホイール、ディスク等を含む。

【使用方法等】

本品を歯科用駆動装置及び歯科技工用ハンドピース等に装着して、通法により使用すること。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 本品を使用する際は、次表の最高回転数を遵守すること。最高回転数を超えて使用すると、本品の破損や怪我をする恐れがあります。

種類	推奨[rpm]	最高回転数[rpm]
6/13	15,000-20,000	50,000

- ② 本品を用いて歯科技工物を研削作業等を行う際は、粉塵による人体への影響を避けるために、保護眼鏡、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等の防護処置を施すこと。
- ③ 本品を装着するハンドピースの添付文書および取扱説明書に記載されている注意事項を遵守すること。
- ④ 本品を使用する際は、破損、変形(傷、曲り、汚染)が無いことを常に監視し、以上が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。
- ⑤ 本品の厚さ、形態を調整して使用すると、強度が著しく低下し、上記最高回転数以下でも破損する恐れがあるので注意すること。
- ⑥ 本品は破損する場合があるので、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。
- ⑦ 本品は【使用目的又は効果】に記載された用途以外には使用しないこと。
- ⑧ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

ベントロンジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17

TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【製造元】*

モチール社 (ポーランド)

(Motyl sp. z o.o.)