

モチール ジルコ ダイヤホイール

【形状・構造及び原理等】

本品は、セラミック、ダイヤモンド粒子を含んだ硬質のホイールであり、ジルコニア、プレスセラミック、陶材の研削に使用する。

【構成】

種類	外径 [mm]	内径 [mm]	厚さ [mm]
グリーン(粗目)	21.5	8.0	4.0
イエロー(細目)	21.5	8.0	4.0

【外観】



【使用方法等】

【組合せ医療機器】**

一般的名称: 歯科用マンドレル

「モチール マンドレル 8mm (届出番号: 13B2X00022000139 号)」

JIS T 5504:2021 (歯科用回転及び振動器具一軸) の HP 用、または、CA 用のマンドレルに装着し、JIS T 5912:2020 (歯科ハンドピース及びモータ)、または同規格を満たしたハンドピースに装着して使用します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

1. ハンドピースに確実に固定すること。
2. 破折の原因となるので無理な力を加えて使用しないこと。
3. 本品を使用する際は、破損、変形(傷、曲り、汚染)が無いことを常に監視し、以上が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。
4. 本品を使用する際は、次表の回転数を遵守すること。最高回転数を超えて使用すると、本品の破損や怪我をする恐れがあります。

推奨回転数[rpm]	最高回転数[rpm]
15,000-20,000	50,000

【使用上の注意】

1) 使用注意

1. 歯科技工専用であり、口腔内では使用しないこと。
2. 本品を使用する際は、目の損傷を防ぐため、保護眼鏡等の防護処置を施すこと。
3. 本品を装着するマンドレル及び、ハンドピースの添付文書および取扱説明書に記載されている注意事項を遵守すること。
4. 本品の厚さ、形態を調整して使用すると、強度が著しく低下し、上記最高回転数以下でも破損する恐れがあるので注意すること。
5. 本品は破損する場合があるので、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。

【保管方法及有効期間等】

【貯蔵・保管方法】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

ベントロンジャパン株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17

TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

【製造元】*

モチール社 (ポーランド)

(Motyl sp. z o.o.)