

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 縫合糸ガイド (36129000)

サーキュラーガイド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 本品を再使用しないこと。本品は単回使用のためのみに設計され、供給されている。
2. 本品を再滅菌しないこと。
3. 本製品は【使用目的】に記載した目的以外に使用しないこと。
4. 購入後の本品への二次的加工は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

サーキュラーガイド



寸法：φ190mm×H20mm

【使用目的、効能又は効果】

外科医の縫合の位置決めを容易にするために開放創の上に配置する器具をいう。強く引っ張ると縫合糸が合わさる。

【使用方法等】

1. 使用前は必ず点検を行ってください。
2. 本品は、検査又は治療を行う際、良好な術野を確保するため、創口を広げて保持する

【使用上の注意】

（使用方法）

（不具合・有害事象）

器械の変形及び破損

破損片の体内残存

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

- (1) 常温常湿にて清潔な場所に保管すること。
- (2) 保管中は器械が破損しないよう十分注意すること。

2. 有効期間

本品は EOG 滅菌済み製品のため、本品の包装・ラベルに記載されている「有効期間」までに使用すること。[自己認証(当社データによる)]

【保守・点検に係る事項】

（保守・点検）

1. 本品に、きず、割れ、さび、ひび割れ、先端部等の異常がないか点検を実施すること。
2. 始業点検並びに定期点検を必ず行い、正常かつ安全な作動を確認すること。始業点検で異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、購入先まで連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： 株式会社システム・ジェーピー

〒435-0028 静岡県浜松市中央区下石田町 1025-1

Tel053-545-4700 Fax053-545-4701

製造業者： 株式会社システム・ジェーピー