

【警告】

＜使用方法＞

1. ベッドへの移乗、患者様の移動時に本体の隙間に、患者様の手足がはさまれないように注意してください。

〔負傷や死亡事故につながる恐れがあります。〕

2. サイドレールの隙間に手足などがはさまれないように注意してください。

〔操作者、患者様が負傷する恐れがあります。〕

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. この製品は成人患者用ではありません。

2. この製品は未熟児向けではありません。

3. 体位によっては、特定の診断/症状に適していないものがあります。（例：ICPが高い患者とトレンドレンバーク体位）禁忌とされる個々のケースについては、専門的な評価と看護の配慮が必要です。

【形状・構造及び原理等】

＜各部の名称＞



1 着脱式フットボード	8 マットレスサポート台
2 伸縮式サイドレール	9 トラクションフレーム用/アクセサリ用ホルダー
3 サイドレールリリース機構	10 キャスター
4 着脱式ヘッドボード	11 キャスター
5 保護バンパー	12 キャスター
6 CPRコントロールレバー	13 コントロールレバー
7 アンダーキャリッジカバー	14 リネン用ボックス（おむつ、おもちゃ）

1 着脱式フットボード	8 マットレスサポート台
2 伸縮式サイドレール	9 トラクションフレーム用/アクセサリ用ホルダー
3 サイドレールリリース機構	10 キャスター
4 着脱式ヘッドボード	11 キャスター
5 保護バンパー	12 キャスター
6 CPRコントロールレバー	13 コントロールレバー
7 アンダーキャリッジカバー	14 リネン用ボックス（おむつ、おもちゃ）

＜部品表面の材料＞

1	着脱式フットボード	酸化アルミニウム合金+ラッカー塗装鋼+PC
2	伸縮式サイドレール	酸化アルミニウム合金+ラッカー塗装鋼+PA
4	着脱式ヘッドボード	酸化アルミニウム合金+ラッカー塗装鋼+PC
5	保護バンパー	PP
6	CPRコントロールレバー	PVC+ラッカー塗装鋼
7	アンダーキャリッジカバー	ABS
8	マットレスサポート台	ABS+ラッカー塗装鋼
9	キャスター	PA6+PP+PU
10	キャスター	PA6+TPE
13	ミニACP（アテンダントコントロールパネル）	ABS+PET

＜動作原理＞

本装置は、頭側、足側に設置されている電動調節式コラムの昇降により、マットレス台を縦転や逆縦転ポジション、また、背上げ角度も電動モーターにより調節設定ができます。

＜品目仕様等＞

電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器

電撃に対する保護の程度：B型装着部

水の侵入に対する保護：IPX4

寸法 全長：1510mm

全幅：830mm

マットレス寸法：1370mm×700mm

動作 最大背上げ角：41°

ボトム高さ：587mm～837mm

トレンドレンバーク：15°

リバーストレンドレンバーク：15°

ベッド重量（マット・付属品なし）：120kg

安全動作荷重：80kg

最大利用者体重：50kg

キャスター径：125mm

電源 入力電圧、周波数：AC100V、50/60Hz

最大入力電力：370VA

内部電源 電圧：DC24V

アキュムレータ：鉛蓄電池 1.2Ah

動作保証条件 温度：10℃～40℃

湿度：30%～75%

気圧：795hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

本装置は、診療または処置のために用いる汎用の診療・処置台である。

いくつかの基礎機能（昇降、傾斜など）を備えており、診療室において用いる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 固定したい位置に本装置を設置し、キャスターコントロールレバーを操作し、キャスターを固定する。
 2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
 3. 診療または処置に合わせて、ミニアテンダントコントロールパネルにて患者姿勢を調整する。
- なお、詳細については取扱説明書を参照すること。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. サイドレールの昇降時にサイドレールの間に挟まれないように注意すること。
2. 患者搬送中は、サイドレールが引き上げられ、ロック機構が機能していることを確認すること。
3. ヘッド・フットボードがロックされていることを確認すること。
4. 移動時以外、キャスターコントロールレバーのロックを解除しないこと。
5. 本装置を移動する際、コンセントから電源コードを抜くこと。

【使用上の注意】

1. 本装置は堅固で平らな床面で使用すること。
2. 本装置の安全動作荷重を超過しないこと。
3. CPRレバーによる背上げ解除を行う場合は、サイドレールを一番低い位置に下げた状態で行うこと。
[サイドレールと背上げ板の間に操作者が挟まれ負傷する可能性がある。]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 本製品は次のような場所での使用・保管は避けること。
 - ・爆発の危険性がある場所
 - ・引火性の麻酔薬保管場所
2. マットレス台を一番下まで下げて保管すること。
3. ベッドとアクセサリにカバーをかけるか梱包して保管すること。
4. 保管の条件
温度：－20℃～50℃
湿度：20～90%RH
気圧：795hPa～1060hPa

＜耐用期間＞

1. 10年（定期メンテナンス、保守点検等が実施されている場合）

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 点検
 - 1) 可動部品が摩耗していないか定期的に確認すること。
 - 2) 製品の目視点検を定期的に行うこと。
(必要に応じて納品書も使用すること。)
 - 3) 製品部品が不足している場合は、メーカーのサービス部門に純正スペアパーツの追加依頼すること。
 - 4) 破損した製品部品を元のスペア部品と交換するには、製造元のサービス部門に依頼すること。
 - 5) アクキュムレータが正常に作動していることを確認すること。
 - 6) アクキュムレータが正常に作動しない場合は、交換すること。
 - 7) すべての付属品が正常に動作していることを定期的に確認すること。
 - 8) 損傷した付属品はすぐに交換すること。

2. お手入れ

(1) 清掃及び消毒方法

本装置は、以下の方法に従って洗浄及び消毒すること。

- 1) 洗浄には医療機器に適した洗剤を使用すること。
洗浄には湿った布等を使用し、モーター等電気部品の洗浄の際は十分に布を絞ってから拭き、乾かすこと。
- 2) 本装置を消毒する際は、一般的に使用されている医療機器に適した消毒液を使用すること。
- 3) 下記の洗剤、消毒剤等を本装置に使用しないこと。
 - ① 強酸や強アルカリ（中性pH6～8が適する）
 - ② 研磨剤、スチールウール等
 - ③ 腐食性または苛性洗剤
 - ④ 水垢洗浄剤
 - ⑤ プラスチック素材を変質させるような有機溶剤を含む薬剤（石油、トルエン、アセトン等）
- 4) 本装置をベッド洗浄機で洗浄しないこと。

(2) 清掃方法

- 1) 本装置を清掃場所に移動し、キャスターコントロールレバーにロックをかけること。
- 2) マットレス台を最高位置にセットし、背上げして裏側が清掃できるように調節すること。
- 3) ミニアテンダントコントロールパネルで、調節機能などロックすること。
- 4) コンセントから電源コードを抜くこと。
- 5) 適切な範囲で本装置の清掃と消毒を行うこと。
なお、清掃の範囲等詳細については、「取扱説明書」に従うこと。

(3) マットレスの清掃方法

- 1) マットレスカバー表面に損傷や液体の浸透がないか確認し、損傷がある場合はカバーの交換、修繕すること。マットレスが汚れていた場合は廃棄すること。
- 2) マットレスカバーを洗浄する場合はカバーを取り外し、50℃のお湯と洗剤で洗い、水ですすぎ乾燥させること。
- 3) 圧力クリーナーやスチームクリーナーは使用しないこと。

＜業者による保守点検事項＞

1. 1年に1度を目安に定期点検を実施すること。
「サービスマニュアル」の点検項目に従って確認する。
詳細については弊社又は納入業者に連絡すること。
2. アクキュムレータは消耗品で、使用状況により寿命が大きく変化します。標準的な交換期間は約2年ですが、この期間はおおよその目安ですので、それ以前に劣化を発見した場合は、交換をサービス部門に依頼すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

シーホネンス株式会社

〒537-0001

大阪府大阪市東成区深江北3丁目10番17号

電話番号 06-6973-3471

＜外国製造業者＞

輸入先国：チェコ共和国

製造所：L I N E T s p o l . s r . o .

＜販売業者＞

シーホネンス株式会社

本社（大阪支店）

〒537-0001

大阪府大阪市東成区深江北3丁目10番17号

電話番号 06-6973-3471

仙台支店

〒983-0043

宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目2番地の10

電話番号 022-762-5046

東京支店

〒272-0001

千葉県市川市二俣717番地63

電話番号 047-329-7055

名古屋支店

〒468-0049

愛知県名古屋市天白区福池1丁目247番地

電話番号 052-893-9501

取扱説明書を必ずご参照ください。