

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN コード：16350000

リムロック無歯顎用トレー

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記のとおり



	サイズ	幅 (a)	高さ (b)
上顎用	S	68	48
	M	70	53
	L	72	55
下顎用	SS	61	50
	S	62	52
	M	67	58
	L	75	64

(サイズ単位：mm/公差±2mm)

2. 原材料 ステンレススチール

3. 包装 各 1 個／包

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 本品に印象材を盛り、印象を採得する歯牙に圧接します。
- 2) 印象材の硬化後、口腔内から取り出します。
- 3) 使用後は必ず洗浄、滅菌を行ってください。

【使用上の注意】

- (1) 使用前または使用後に、下記事項に留意して、必ず洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
 - ①オートクレーブ使用の際は、必ず滅菌バッグに入れ、乾燥工程を含む 134℃以下で行うこと。(ステンレストレー等に、直に置いて滅菌すると、変色の恐れがある)
 - ②滅菌の際、以下の薬剤は金属腐食の原因になる恐れがありますので、使用しないでください。(塩化ベンザルニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポピドヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン)
 - ③洗浄・消毒・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用する塩素イオンの影響で器具が腐食すること

があります。

- ④洗浄・消毒・滅菌は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着しているとシミや変性などの原因になることがある。
 - ⑤洗浄後、洗剤が残らないように十分すすぐこと。
 - ⑥磨き粉、金属ウールや金ブラシの使用は避けること。
 - ⑦トレークリーナー、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って使用すること。トレークリーナーによっては、黒ずんだり、本品の損傷を早める恐れがあるため、長時間の浸漬を必要とするもの（一晩や一昼夜等）は使用しないこと。
 - ⑧アルカリ性や酸性の水溶液（洗浄液等）に反応し変色する恐れがある為、中性のものを 使用すること。(変色性の防錆洗浄剤はアルカリ性の為、使用しないこと。)
 - ⑨塩素系および、ヨウ素系消毒剤は腐食の原因となるので、使用中に付着した場合は、できるだけ早めに洗浄を行う。
 - ⑩印象材の成分が薄く付着した状態で継続使用すると変色、退色の恐れがあるので 洗浄をしっかりと行うこと。
 - ⑪薬剤消毒を行うときは、薬剤の添付文書または取扱説明書の使用指示に従うこと。
- (2) 本品は、患者ごとに滅菌を行い、感染防止に十分に配慮を行うこと。
 - (3) 本品の切削や打刻（名前などを入れる等）などの二次加工は破損の原因になるので、絶対に行わないこと。
 - (4) 印象材を除去する際にへら等でキズがつく場合があるので、十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Adam's Aid Corporation（アダムスエイド社）
製造国：パキスタン