

機械器具（02）医療用照明器
一般医療機器 耳照明器 JMDN コード：41238000

ポケット検耳鏡 0T8C

【禁忌・禁止】

- 1.本品は可燃性ガスのある場所で使用しないこと。
- 2.器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
以下のとおり。



①	ヘッド
②	拡大レンズ
③	ハンドル
④	スイッチ
⑤	スペキュラ

2. 品目仕様

[電源]

単三アルカリ乾電池 2 本(別売)

[電球]

ハロゲン 2.5V / 1.6W LED 2.5V / 0.5W

3. 包装

- ・ヘッド 1 台、スペキュラ(φ2.5、4 mm 各 5 個)、電球 1 個 / 箱
- ・ハンドル 1 台 / 箱

別売品：スペキュラセット φ2.5、3、4、5 mm 各 1 個
交換用電球

【使用目的又は効果】

耳道を照明し観察するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 患者にあわせたサイズのスペキュラを選択し、スペキュラが滅菌済みかどうかを確認する（オートクレーブ滅菌可。134℃以下厳守）。
- 2) ハンドルに乾電池を入れ、ヘッドと接続する。
- 3) ヘッドとハンドル全体をアルコールを含ませた脱脂綿等で十分に消毒する。
- 4) スペキュラを装着してスイッチを入れ、患者の耳道を照明し観察する。拡大レンズは対象を 2.5 倍に拡大でき、また跳ね上げることもできる。過熱を防ぐため連続使用は 2 分以内とし、再び使用するまで 5 分以上消灯する。

【使用上の注意】

- ・本品は可燃性ガスのある場所で使用しないこと。
- ・ヘッドとハンドルはオートクレーブ不可。また、液体に浸漬しないこと。
- ・使用前には必ず始業点検をすること。
- ・各接続部は確実に接続させてから使用すること。
- ・本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- ・専用の電球以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃などのない、安定した場所に保管すること。
- ・保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に、汚れ・破損・可動部の動き等を点検すること。スペキュラに表面のざらつき、鋭角、突起などがないかを確認すること。
- ・電球、電池の交換は本体が十分に冷めてから行うこと。
- ・しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動するか確認すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Zumax Medical Co., Ltd.
(ズマックスメディカル社)

製造国：中華人民共和国