

**2026 年 2 月改訂（第 8 版）
*2024 年 4 月改訂（第 7 版）

届出番号：17B2X10001001285

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド JMDN コード：16195000
（一般医療機器 歯科用マトリックスリテイナ JMDN コード：33204000）

再使用禁止（マトリックスバンド）

メタル マトリックス

【禁忌・禁止】

マトリックスバンドは再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】

1. 外観及び構成

〔マトリックスバンド〕

代表例：サドルタイプ



〔マトリックスリテイナ〕

代表例：セクショナルリングスタンダード



1) 単品

種類	タイプ	入数
マトリックス バンド	サドルタイプ	12 個
	サドルカーブタイプ	12 個
	セクショナルカーブタイプ	10 個
	セクショナルカーブフラップ付	10 個
	セクショナルカーブフラップ・ノフ付	12 個
	ロール	3m/包
	アンテリアタイプ	12 個
	L サイズ リバース	12 個
マトリックス リテイナ	New リアルカーブ	10 個
	スプリングクリップ（S サイズ）	1 個
	セクショナルリング（スタンダード）	1 個
	セクショナルリングフラット W	1 個

2) セット

名称	セット内容
サドルカーブセット	サドルカーブ S、M、L×各 6 個 スプリングクリップ（S サイズ）×1 個
セクショナルカーブセット	セクショナルカーブ S×10 個、M、L×各 5 個、 セクショナルカーブフラップ付 S、L×各 3 個、M×4 個 セクショナルリング（スタンダード）×1 個
メタル マトリックス セクショナルカーブ キット	セクショナルカーブ S、L×各 20 個、M×30 個 セクショナルカーブフラップ付 S、M、L×各 10 個 1. 0972B、1. 0976B、1. 0973B 各 10 個 NiTi リング 2. 167M、2. 167P×各 1 個
セクショナルカーブ フラップ・ノフ付セット	セクショナルカーブフラップ・ノフ付 S、M、L×各 6 個 セクショナルリングフラット W×1 個
New リアルカーブセット	New リアルカーブ S、M、L×各 10 個

2. 原材料

ステンレススチール

【使用目的又は効果】

マトリックスリテイナによりメタルマトリックスを歯の所定の位置に保持し、修復材に一般的輪郭を与え、修復材を閉じ込めるために用いる。

**【使用方法等】

- 本品は未滅菌であるため、使用前に必ず滅菌されていることを確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。1. 0972B、1. 0976B、1. 0973B は乾燥工程不可 134℃以下厳守。NiTi リングは乾燥工程不可 121℃以下厳守。）
- 適切な形状のマトリックスバンドを選択する。
- 必要に応じマトリックスリテイナを使用し、マトリックスバンドを歯に装着する。
- 歯頸部に適切なサイズのウェッジ（別売）を挿入し、マトリックスバンドを固定する。
- 通法に従い、修復材（別売）を充填する。
- 修復材が硬化した後、マトリックスバンドを取り外す。

**【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 本品の成分に対して、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある者は使用しないこと。
- 本品の使用により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 使用前に破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌上の注意

〔洗浄〕

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

〔滅菌〕

マトリックスリテイナはオートクレーブ等で滅菌を行うこと。

【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守。1. 0972B、1. 0976B、1. 0973B は乾燥工程不可 134℃以下厳守。NiTi リングは乾燥工程不可 121℃以下厳守。】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：TOR VM Ltd（ティーオーアール ヴィエム社）

製造国：ロシア