

歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 JMDN コード：70883000
（一般医療機器 歯科用練成器具 JMDN コード：70682000）

再使用禁止（ミキシングチップ）

VPS バイト

【禁忌・禁止】

- 本品又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 本品又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は、直接本品に触れないようにすること。
- ミキシングチップは再使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り



性状：ペースト

2. 仕様

型 式	操作時間	口腔内 保持時間	シヨア硬度
バニラ	20 秒	35 秒	A90
クリア	30 秒	120 秒	A63
チョコレート	45 秒	45 秒	A90
メガ	20 秒	35 秒	D40

3. 原材料

シロキサン系ポリマー、二酸化ケイ素 他

4. 包装

カートリッジ 48ml×2 本、ミキシングチップ×12 本 / 箱

【使用目的又は効果】

クラウン、ブリッジ、義歯等を作成するために、上下歯列等の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録する材料である。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- ディスペンサーガンにカートリッジを装着する。
- カートリッジのキャップを取り外し、ディスペンサーガン进行操作して等量排出になることを確認する。（ベースとキャタリストが均一に出ない場合硬化阻害を起こす恐れがある。）
- ミキシングチップを時計方向に回して確実に固定する。
- ディスペンサー进行操作して、咬合採得に必要な量の本品を素早く下顎咬合面に盛り付け、咬合せ、硬化を待つ。
- 硬化後、口腔内より本品を撤去し、感染を防ぐために印象用除菌剤を用いて除菌処理を行う。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 本品に新しいミキシングチップを装着する場合は、装着前に必ず試し出しを行うこと。
- ペーストを注出する時に、過度の圧力をかけないこと。（ペーストの漏れ、破損を引き起こす原因になる）
- 2 回目以降の使用で万ペーストが出ない場合は、エキスプローラー等で硬化した部分を取り除いてから使用すること。
- ミキシングチップ内でシリコーン及びレジンが硬化した後にディスペンサーガン进行操作しないこと。ディスペンサーガン及びカートリッジの破損の原因になる場合がある。
- ベースとキャタリストが均一に出ない場合、硬化阻害を起こす恐れがあるため、注意すること。

【使用上の注意】

- 本品と他のシリコーンを練和して使用しないこと。所定の性能が発揮されない場合がある。
- 使用後は、カートリッジ内の残った材料を汚染から守るため、ミキシングチップをはめたまま保管すること。
- キャップの再使用はベースとキャタリストの交差汚染を引き起こし、チップ内の材料の硬化を早めてしまう可能性がある。
- 本品が目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄し、眼科の診療を受けさせること。
- 気温によって硬化時間に変化が起きるため注意すること。
- 本品使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- 長期間使用保存もしくは、使用しなかった本品を使用する場合、容器をゆっくり回転させ、均一にしてから使用すること。
- 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は手袋を着用し、素手で本品に触れないこと。また、本材の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 15℃～25℃で保管すること。
- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- カートリッジは直立させて保管すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[当社データ]による。）
（※例 20YYMMDDは、使用期限20YY年MM月DD日を示す）

バニラ、クリア、メガ：製造年月日より 2 年。
チョコレート：製造年月日より 3 年。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Den-Mat Holdings, LLC
（デンマット ホールディング社）

製造国：アメリカ合衆国