

サクションキット

【禁忌・禁止】

1. 器具の形態変更や改造はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り

サクションコネクター



サクションホルダー 固定用クリップ



チップ

（代表例：左 L）



2. 原材料

シリコン、ステンレススチール、ポリスルホン

3. 包装

セット / 箱

セット内容：サクションコネクター、サクションホルダー、
チップ L（右、左）各 1 個、チップ S（右、左）各 1 個、
固定用クリップ

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。滅菌後再使用可能である。

【使用方法等】

取扱説明書をよく読むこと。

- 1) チップが滅菌済みかを確認する。（オートクレーブ滅菌可。
135℃で 3 分間の場合、乾燥工程 20 分。120℃で 20 分間の場合、乾燥工程 30 分推奨。）
- 2) バイトブロック（別売）にコネクターヘッドを最後まで挿入する。※1
- 3) ディスポーザブルカバー（別売）を装着したイーバイトハンドピース（別売）を※1 と組み合わせる。※2
- 4) チップを※2 と組合せ、使用する。

※組合せ医療機器

本品は、「販売名：イーバイトワン（仮） 届出番号：17B2X10001001469」と併用して使用することができる。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
3. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
4. 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- ・使用後は防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去にくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

〔滅菌〕

・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、135℃で 3 分間の場合、乾燥工程 20 分。120℃で 20 分間の場合、乾燥工程 30 分推奨】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

・洗浄・滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：DENTOZONE CORPORATION

（デントゾーン コーポレーション）

製造国：大韓民国