

機械器具（58）整形用機械器具

一般医療機器 歯列矯正用チンキャップ JMDN コード：41067000

BNDチンキャップ

【禁忌・禁止】

本製品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
以下のとおり



2. 原材料
キャップ：ABS 樹脂
フック：ステンレススチール
3. 包装
1 個 / 包

【使用目的又は効果】

下顎前突や不正咬合の顎外歯列矯正に用いる。

【使用方法等】

- (1) 歯列矯正用ヘッドギア※の使用書に従って患者の頭部にヘッドキャップ※を装着する。
- (2) 本品をオトガイにあて、エラスチック※を用いて、(1) のヘッドキャップに取り付け、固定する。

※は別売

【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 破損、脱落、形状変更の原因となるため、使用時には無理な力を加えないこと。
- 3) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 4) 交差感染、器具の変形、劣化、強度低下の恐れがあるため、別の患者には使用しないこと
- 5) 患者及び保護者には、使用方法や使用上の注意、誤った取り付け・取り外しをした場合の危険性について十分に説明すること。
- 6) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 洗浄・消毒について
[洗浄]
 - ・使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
 - ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
 - ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
[消毒]
 - ・アルコールを用いて消毒すること。（薬液消毒のみ可）
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に従うこと。
[その他]
 - ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
 - ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800