

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド JMDN コード：16195000

再使用禁止

カラーカーブマトリックス

**【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 本品に対して、発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。

**【形状、構造及び原理等】

1. 外観

形状	サイズ	カラー
	S	イエロー
	M	ブルー
	L	レッド

2. 原材料

チタン合金

【使用目的又は効果】

修復材に一般的な輪郭を与え、修復材等を閉じ込めるために用いる。

【使用方法等】

- 本品は未滅菌であるため、使用前に必ず滅菌されていることを確認すること。（オートクレーブ滅菌可。134℃で 5 分。）
- 適法に従い防湿を行う。
- 適用部位に応じた本品を選択する。
- 窩洞形成した歯牙に本品を取り付ける。必要な場合、歯科用マトリックスリテイナ（別売）、歯科用マトリックスウェッジ（別売）を使用すること。
- 修復材の使用書に従い、窩洞充填を行う。
- 歯科重合用光照射器の使用書に従って光照射し、修復材を硬化させる。
- 硬化後、本品を取り外す。

**【使用上の注意】

- 本品の使用により、発疹等の過敏反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 歯間に差し込めない場合は、種類を変える若しくは使用を中止すること。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印. 等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 使用後は破棄し、再使用しないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 誤って口腔組織を傷つけないよう注意すること。
- 使用の際は、患者が誤飲しないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

- 使用前に破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄・滅菌上の注意

〔洗浄〕

歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

〔滅菌〕

マトリックスリテイナはオートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、134℃で 5 分。】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

〔その他〕

- 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- 塩素系消毒剤は使用しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：TOR VM Ltd（ティーオーアール ヴィエム社）

製造国：ロシア