

歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器 歯肉圧排糸 JMDN コード：35861001

再使用禁止

Smart コード X

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 本品の原材料に対して、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往がある患者には使用しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：EASTDENT Co., Ltd.（イーストデント社）
製造国：大韓民国

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

タイプ	カラー	直径
#0000	Finest	ブラック/ブルー
#000	Ultra Fine	ブラック/グレイ
#00	Extra Fine	ブラック/イエロー
#0	Fine	パープル/ライトパープル
#1	Medium	ブルー/ライトブルー
#2	Thick	グリーン/ライトグリーン

コード全長：254 cm

2. 原材料

綿、塩化アルミニウム、着色剤

【使用目的又は効果】

支台歯形成の間、歯肉を圧排するため一時的に用いる。

【使用方法等】

- 適切な本品を選択し、適当な長さに切る。
- 歯肉圧排器具等を用いて、歯肉溝内に圧入する。
- 約 5 分間置き、印象採取の直前に除去する。
このとき、本品に水分を加え少し湿らせることで容易に除去することができる。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 本品に含有されている塩化アルミニウムは、印象材によってはその重合を阻害する可能性があるため、使用する印象材の取扱説明書等を必ず確認すること。
- 急性歯肉炎または急性壊死性腫瘍性歯肉炎がある場合は使用しないこと。
- 20 分以上、本品を挿入したままにしないこと。
- 使用後はすぐに蓋を閉めること。

【使用上の注意】

- 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた場合、使用を中止し直ちに医師の診断を受けさせること。
- 本品ペーストは金属を腐食させる可能性があるため、インスツルメントに付着した際はすぐに洗い流すこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 直射日光を避け、1～30℃の乾燥した場所で保管すること。
- 保管中、破損しないように注意すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）