

診察用 LED ライト KS-Q10

【禁忌・禁止】

1. 本品の光源を直視しないこと。
目が眩んだり、目の組織（網膜）に障害を引き起こす可能性がある。
2. 患者の目を照射しないこと。
目の組織（網膜）に障害を引き起こす可能性がある。

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

下記の通り

《可動式》



《テーブル固定式》



2.仕様

重量	可動式	9.95 kg
	テーブル固定式	1.97 kg
光源	LED	
中心照度	約 78,000 Lux(距離 500 mm)	
	約 40,000 Lux(距離 1000 mm)	
照射範囲	φ 100～200 mm(距離 500～1000 mm)	
色温度	2,800～4,500 K	
電氣的定格	AC 100V 50/60Hz	
消費電力	12W	
電撃に対する保護の形式	クラス II	

4.包装

1 セット / 包

【使用目的又は効果】

本品は、の診療用照明器であり、軽症の診療及び治療時に用いる。

【使用方法等】

※使用前に取扱説明書をよく読むこと。

【使用方法】

- 1) 電源プラグをコンセントに差し込む。
- 2) 電源 ON/OFF ボタンを押して電源を入れ、ライトを点灯させる。
- 3) ランプヘッドを動かし、照射角度及び照射距離を調整する。
- 4) 照度調節ボタンで照度の調節ができる。
- 4) 色温度調節ボタンで色温度の調節ができる。
- 5) 電源 ON/OFF ボタンを押すと消灯する。
- 6) 使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。

【作業環境】

温度:5℃～40℃
湿度:85%以下(結露なきこと)
大気圧 700～1060 hPa

【使用上の注意】

[使用注意(次の患者には慎重に適用すること)]

他の治療において、強い光に曝露しないように注意喚起されていないか、また既往歴として光線過敏症がないかを患者に確認し、該当する場合は治療部位以外(皮膚等)に光が当たらないように注意して使用すること。

[重要な基本的注意]

- 1) 振動のない安定した場所で使用すること。
- 2) 点灯中及び消灯直後は、LED 電球及びヘッドランプが高温になっている場合があり、やけどの恐れがあるので触れないこと。
- 3) 熱が蓄積し過熱の恐れがあるため、ヘッド部を布等で覆わないこと。
- 4) 使用中に体が過敏に反応し、めまいや吐き気などを引き起こした場合は、照度を落としたり、必要な時以外は消灯するなどし、長時間強い光が目に入らないようにすること。
- 5) 電源コードの上に物を置かないこと。
- 6) 薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり、塗装が剥れ、内部金属が腐食する恐れがあるため、速やかに清拭すること。
- 7) 清掃する前に電源コードを外し、清掃の際は液体洗剤を使用しないこと。
- 8) 使用時は転倒防止のため、キャスターをロックすること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 1) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 2) 水のかからない場所に保管すること。
- 3) 傾斜、振動、衝撃などに対する安定状態に注意すること。

[定期交換部品]

LED 電球寿命:平均 50,000 時間

【保守・点検に係る事項】

- 1) 必ず定期点検を行うこと。
- 2) しばらく使用のない本品を再度使用する際は、使用前に必ず危機が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- 3) 機器の分解・改造はしないこと。
- 4) 故障した場合は、直ちに製造元若しくは製造販売元へ連絡を行い修理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社歯愛メディカル

住所:石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者:Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd
(シャントウ イージーウェル エレクトロニック テクノロジー社)

製造国:中華人民共和国