

再使用禁止(ディスポーザブルスペキュラチップ)

HEINE 検耳鏡

【禁忌・禁止】

〈併用医療機器〉

MRI 装置等の磁力の強い機器と併用して使用しないこと。
[破損等の恐れがある。]

〈使用方法〉

1. ディスポーザブルスペキュラチップは再使用禁止。
2. 目を損傷する恐れがあるので、光源を直視しないこと。
3. 光生物学的反応による既往症のある人、あるいは光感受性のある薬を服用している人には光線をあてないこと。

【形状、構造及び原理等】

1.形状・構造

以下の通り



ディスポーザブルスペキュラチップ



リユーザブルスペキュラチップ



2.原材料

ディスポーザブルスペキュラチップ:ホリスチレン

リユーザブルスペキュラチップ:ポリアミド(真鍮、クロムめっき)

3.仕様

寸法:全長 165 mm、ハンドル部長:115 mm

重量:約 129g

定格電圧:DC 3V (単 3 形アルカリ乾電池 2 本)

光源:LED

照度:約 8,500Lux

拡大率:3 倍

電撃に対する保護の形式:内部電源機器

電撃に対する保護の程度:BF 型装着部

水の侵入に対する保護の程度:IP20

4.包装

一式 / 包

セット内容:ヘッド、ハンドル、単 3 乾電池×2 本、
ディスポーザブルスペキュラチップ φ4 mm×10 個、
リユーザブルスペキュラチップ φ2.4/3/4/5 mm各 1 個、

【別売品】

ディスポーザブルスペキュラチップ:各サイズ 1000 個 / 包

リユーザブルスペキュラチップ:各サイズ 1 個 / 包

φ2.4/3/4/5 mm各 1 個 / 包

イヤークレープ:6 本 / 包

【使用目的又は効果】

耳道を照明し観察するために用いる。

【使用方法等】

取扱説明書をよく読むこと。

〔使用前の準備〕

- 1)ハンドルの底蓋を外し、指定の乾電池を装着する。
- 2)ハンドル上部にヘッドを取り付ける。
- 3)適切なサイズのスペキュラチップを選択し、ヘッドのスリットに合わせ取り付ける。

〔使用方法〕

- 1)電源スイッチにより、ライトを点灯させる。
- 2)必要に応じて拡大レンズをスライドさせ、等倍又は拡大を選択する。
- 3)使用後は電源スイッチにより、ライトを消灯する。

〔使用環境〕

温度:10~35℃

湿度:30~75%(結露なきこと)

気圧:700~1060 hPa

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- ・必ずスペキュラチップを取り付けて使用すること。
- ・スペキュラチップは専用品以外使用しないこと。

【使用上の注意】

- 1.可燃性ガスなど火災の危険がある場所では使用しないこと。
- 2.使用時、又は点検時に異常が認められた場合は使用を中止すること。
- 3.機器の改造や分解をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1.水のかからない場所に保管すること。
- 2.気圧、温度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所で保管すること。
- 3.長期間使用しない場合は、乾電池を取り外しておくこと。

〔保管環境〕

温度:5~45℃

湿度:10~80℃(結露なきこと)

気圧:500~1,060hPa

【保守・点検に係る事項】

- 1.取扱説明書に従い、定期点検を行うこと。
- 2.しばらく使用のない本品を再度使用する際は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- 3.故障した場合は、直ちに製造元若しくは製造販売元へ連絡を行い修理すること。
- 4.取扱説明書に従い、洗浄・消毒を行うこと。
- 5.リユーザブルスペキュラチップのみオートクレープ滅菌可。【オートクレープ温度、134℃で5 分間。】

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社歯愛メディカル

住所:石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者:HEINE Optotechnik GmbH & Co.KG

(ハイネ オプトテック社)

製造国:ドイツ