

機械器具（67）歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット JMDN コード：11155020

再使用禁止（塗布用チップ）

DENU ダム

【禁忌・禁止】

1. 本品、又はメタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 塗布用チップは、再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
性状：ペースト状
色調：ブルー
2. 原材料
ウレタンジメタクリレート、二酸化ケイ素、メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル、他
チップ：ポリプロピレン、ステンレススチール
3. 包装
シリンジ（1.2ml）×5 本、塗布用チップ×10 個 / 包

【使用目的又は効果】

歯肉保護材及び塗布用チップから構成され、歯科治療の際に唾液による汚染防止、防湿、歯肉の保護等に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

1. キャップを取り外し、塗布用チップを確実に取り付ける。
2. 処置する歯牙を洗浄し乾燥させ、本品を隣在歯に塗布して隔壁を作る。
3. 光重合照射器で、15 秒間照射し硬化させる。（波長域 430～480 nm、光量 450 mW/cm² 以上の LED 照射器、またはハロゲン照射器を使用。）
4. 余分な硬化レジン膜を取り除く。
5. 本品の除去
エキスプローラー等を用いて歯肉表面、並びに隣接歯間から取り除く。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・シリンジと塗布用チップが確実に接続されていることを確認すること。
- ・使用前に必ず試し出しを行い、塗布用チップからペーストが問題なく吐出されるかを確認すること。
- ・シリンジからペーストを押し出す際は、ゆっくりと一定の圧力で行うこと。
- ・使用後は速やかにキャップを閉め、シリンジをアルコールで清拭すること。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 術者は保護手袋を着用すること。
3. 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
4. 硬化後、ラバーダムを無理に伸ばしたり、必要以上の力をかけたりしないこと。
5. 万が一、ペーストが目に入った場合は、直ちに大量の流水で洗い流し、医師に相談すること。
6. ペーストが皮膚に付着した場合は、すぐに石鹸と水で洗い流すこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

直射日光、多湿を避け、2～27℃の清潔な場所に保管すること。

[使用期限]

包装に記載されている使用期限（製造日より 2 年）までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：HDI Inc. （エイチディーアイ社）
製造国：大韓民国