

機械器具（22） 検眼用器具
一般医療機器 直像検眼鏡 JMDN コード：12817000

LuxaScope 検眼鏡

【禁忌・禁止】

〈併用医療機器〉

MRI 装置等の磁力の強い機器と併用して使用しないこと。
〔破損等の恐れがある。〕

〈使用方法〉

光生物学的反応による既往症のある人、あるいは光感受性のある薬を服用している人には光線をあてないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



〔背面〕

①

①	メインスイッチ
②	観察孔
③	アパーチャー切換ダイヤル
④	ジオプター調整ダイヤル

2. 仕様

電源入力：2.5V(単 4 アルカリ乾電池 2 個)、23mA
電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器(使用時)
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：BF 形装着部
水の有害な侵入に対する保護の程度による分類：IP20
補正レンズ範囲：-20D～+20D
光源：LED

3. 包装

1 セット / 包

【使用目的又は効果】

眼球内部の検査に用いる。

【使用方法等】

※使用前に取扱説明書をよく読むこと。

〔使用前の準備〕

1. 電池の向きに注意し、アルカリ電池を装着する。

〔使用方法〕

1. メインスイッチを押して電源を入れ、ライトを点灯させる。
2. 患者に合わせてジオプターの調整、アパーチャーの切替えを行う。また、必要に応じて光量の調整をメインスイッチにて行う。
3. 患者の眼球の観察、診断を行う。
4. 3 分経過すると自動消灯する
※本品は 3 分動作がない場合は自動で消灯する。

〔使用環境〕

温度：5～40℃
湿度：10～90%（結露なきこと）
気圧：700～1,070 hPa

【使用上の注意】

1. 可燃性ガスなど火災の危険がある場所では使用しないこと。
2. 使用時、又は点検時に異常が認められた場合は使用を中止すること。
3. 機器の改造や分解をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない場所で保管すること。
3. 長期間使用しない場合は、乾電池を取り外しておくこと。

〔保管環境〕

温度：-10～55℃
湿度：10～95℃（結露なきこと）
気圧：500～1,070hPa

【保守・点検に係る事項】

1. 取扱説明書に従い、定期点検を行うこと。
2. しばらく使用のない本品を再度使用する際は、使用前に必ず機器の動作確認を行うこと。
3. 故障した場合は、直ちに製造元若しくは製造販売元へ連絡を行い修理すること。
4. 洗浄・消毒について
・ヘッド、ハンドルはアルコールを含ませた柔らかい布で清拭し、完全に乾燥させること。
・レンズはアルコールを含ませた柔らかい布、又は綿棒で清拭し、完全に乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：LUXAMED GmbH & Co. KG
(ラクサメッド社)
製造国：ドイツ