

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ JMDN コード：16370000

ウェッジリング

【禁忌・禁止】

本品の成分に対して、発疹、皮膚炎等の過敏症を有する患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

シリコーン

3. 包装

20 個 / 箱

【使用目的又は効果】

充填物の挿入時に歯をわずかに分離させるために用いる。

【使用方法等】

- 使用前に必ず滅菌済みかを確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程不可、134℃以下厳守。）
 - ラバーダムクランプ鉗子等（別売）を用いて本品を引き伸ばし、歯冠部に装着する。
 - 処置後、本品を歯冠部から取り外す。
- ※他の製品を併用する場合は、各製品の添付文書等をあわせて参照すること。

【使用上の注意】

- 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 患者が誤飲しないよう十分に注意すること。
- 必要に応じてラバーダム等で防湿処置を行うこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 器具に対して、形状変更等は破損の原因となるので絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前後は破損、ヒビやキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2. 洗浄・滅菌上の注意

〔洗浄〕

- 血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールはキズの原因となるので使用しないこと。

〔滅菌〕

- オートクレーブ等で滅菌を行うこと。

【オートクレーブ温度、乾燥工程不可、134℃以下厳守。】

〔その他〕

- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると変色等の原因となることもある。
- 塩素系消毒剤は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Gangzhou Dachuan Medical Instrument Co., Ltd.

（ツァンチョウ ダーチウン メディカル インストルメント社）

製造国：中華人民共和国