

機械器具（65）歯科用充填器
一般医療機器 歯科用マトリックスバンド JMDN コード：16195000

再使用禁止**アジャストリングマトリックス****【禁忌・禁止】**

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

マトリックスバンド：ステンレススチール（SUS304）

スプール：ポリプロピレン（PP）、ポリアセタール（POM）

3. 包装

50 個 / 包

【使用目的又は効果】

修復材に輪郭を与え、修復材を閉じ込めるために用いる。

【使用方法等】

1. 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 134℃以下厳守。）
2. 患歯の周囲に本品をセットする。
3. 通法に従い、修復材（別売）を充填する。
4. 修復材が硬化した後、マトリックスバンドを取り外す。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- ・歯牙ないし、歯列の形態により装着できない場合は無理に使用しないこと。
- ・バンドを締めすぎないように注意すること。

【使用上の注意】

1. 本品はニッケル及びクロムを含有するため、これらの成分に対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
3. 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に従って、適切な滅菌を行うこと。
4. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
5. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。
6. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
7. 廃棄の際は感染予防に留意し、関連法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に破損、ヒビや大きな腐食等がないか確認すること。
これらがある場合は使用を中止すること。
2. 滅菌について
 - ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程を含む 134℃以下厳守】
※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
 - ・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
 - ・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地