

歯科材料（06）歯科用印象材料
一般医療機器 歯科適合試験用材料 JMDN コード：70881000
（歯科用練成器具 JMDN コード：70682000）

再使用禁止（ミキシングチップ）

SPI チェッカー

【禁忌・禁止】

ミキシングチップは再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 仕様

性状	ペースト
操作時間	≤60 秒
硬化時間	約 2 分 30 秒
配合比（ベース：キャタリスト）	1：1

室温 23℃±1 の環境下

3. 原材料

水素末端メチル水素ジメチルシロキサン、他

4. 包装

1 セット / 箱

【使用目的又は効果】

有床義歯や補綴物を口腔内に装着する場合、粘膜面又は支台歯への適合状態を確認するために用いる材料をいう。

【使用方法等】

1. カートリッジをディスペンサー（別売）に装填する。
2. カートリッジのキャップを取り外し、2 種類のペーストが均等に吐出することを確認する。
3. 付属のミキシングチップをカートリッジに装着し、ディスペンサーを操作してペーストを押し出す。
4. ミキシングチップから押し出された練和物を鑄造冠の内面、隣接面等あるいは、義歯床内面に盛り上げて口腔内に挿入し、約 2 分 30 秒保持する。
5. 硬化を確認した後口腔内より撤去し、適合状態を判定する。

【使用上の注意】

1. 本材又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
2. 本材の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には使用を中止し、直ちに医師の診断、処置を受けさせること。
3. 本材又は類似成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴がある術者は、直接本材に触れないようにすること。
4. 本材が目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄し、眼科の診療を受けさせること。
5. 気温によって硬化時間に変化が起こるため注意すること。
6. 他の製品と混用しないこと。
7. ラテックスグローブは使用しないでください。（印象材の硬化反応を妨げる可能性があるため）

8. 使用済みのカートリッジは、ミキシングチップを固定した状態で保管し、カートリッジキャップは再利用しない事。[使用しない間にカートリッジキャップを閉めた場合、クロスコンタミネーションが発生し、硬化が早まる可能性があるため]
9. 使用後は地方自治体の法則に則り適切な処分を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 25℃の環境で保管すること。
2. 直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

【使用期限】

包装に記載されている使用期限（製造日から 2 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：SPIDENT CO., LTD(スピデント社)
製造国：大韓民国