

機械器具（67）歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット JMDN コード：11155020

D ラバーダムキット

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

ステンレススチール

3. 包装

ラバーダムパンチ 1 個、ラバーダムクランプフォーセップ 1 個
ラバーダムフレーム 1 個、ラバーダムクランプ（9 種）各 1 個
オーガナイザープレート 1 個 / 包

【使用目的又は効果】

歯科治療の際に唾液による汚染、防湿等に用いる。

【使用方法等】

1. 使用する前に本品が滅菌済みであることを確認する。
（オートクレーブ滅菌可。134℃で 5 分間以上、乾燥工程可。）
2. ラバーダムパンチを用いてラバーダム（別売）に適切なサイズの孔を開ける。
3. 患歯に合ったラバーダムクランプを選択し、ラバーダムを装着する。
4. ラバーダムクランプフォーセップを用いて、ラバーダムクランプを患歯に装着する。
5. ラバーダムを引っ張り、ラバーダムフレームに固定する。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
3. 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、環境によっては腐食（錆び）することがある。
4. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温多湿や直射日光を避け、粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後に汚れ、破損、ヒビ、キズまたは大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

2. 洗浄・滅菌について

〔洗浄〕

- ・使用後は、アルデヒド及びフェノールを含まない歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液等で感染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

〔滅菌〕

- ・オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度 134℃で 5 分間以上、乾燥工程可】

〔その他〕

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：Sanctuary Health Sdn Bhd
（サンクチュアリーヘルス社）

製造国：マレーシア