

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科材料加温器 JMDN コード：70720000

## 寒天コンディショナー II

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 外観



#### 2. 仕様

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 電源電圧   | AC100V 50/60Hz                 |
| 消費電力   | 160W                           |
| 寒天処理本数 | カートリッジタイプ寒天 16 本<br>(8 本×2 系統) |
| 外形サイズ  | W119×D165×H134 (mm)            |
| 重量     | 約 1.6kg ※本体のみ                  |

#### 3. 包装

本体、電源コード / 箱

### 【使用目的又は効果】

寒天印象材カートリッジを適切な使用状態に維持するために用いる。

### 【使用方法等】

#### 【使用方法】

※詳細な使用方法については、取扱説明書を参照すること。

- カートリッジ挿入穴に、寒天カートリッジ（別売）をキャップ側を下にして挿入する。
- 電源スイッチを ON にする。
- 操作パネルの START/STOP ボタンを押し、加熱を開始する。  
※左右のヒーターは独立して作動する。操作方法および機能は左右共通。
- ランプが赤点滅（加熱動作中）→緑点滅（加熱から保温動作へ移行中）→緑点灯（保温動作中）と変化する。その後は保温温度が維持され、寒天カートリッジが使用可能な状態となる。
- 加熱または保温中に START/STOP ボタンを押すと、加熱・保温動作が終了しランプが消灯する。
- 冷却ファンによりヒーターが十分冷却されてから電源スイッチを切る。

#### 【使用環境】

温度：0～35℃

湿度：10～85%（結露なきこと）

#### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 使用する寒天印象材の取扱説明書をよく読み、適切な加熱時間、保温温度に設定して使用すること。設定温度の変更方法は本品の取扱説明書を参照すること。
- 加熱・保温動作中に寒天印象材を補充しないこと。加熱温度の不足により溶解不足となる。
- 本品使用中および使用後しばらくは、ヒーターカバー部および寒天カートリッジが高温になるので、火傷に注意すること。

### 【使用上の注意】

- 本品の解体や分解、改造はしないこと。
- 感電のおそれがあるため、濡れた手で使用しないこと。
- 煙や異臭がするなどの異常を確認した場合は、直ちに使用を中止して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。
- 水のかからない場所に設置すること。
- 本品の周辺に引火性のあるものを置かないこと。
- 水平で硬く安定した平らな場所に設置すること。
- 電源コードは付属品または指定品以外は使用しないこと。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、塵埃、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生じるおそれのない場所に設置すること。
- 本品を移動する場合は、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いた状態で行うこと。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
- 冷房や暖房の風が直接当たらない場所に設置すること。
- 壁面から 5cm 以上離して設置すること。
- 換気口および本体下の吸気口をふさがないこと。
- 本体の下に紙やタオルなどの物を置かないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、塵埃、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生じるおそれのない場所に保管すること。
- 水平で硬く安定した場所に保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

- 使用前に必ず点検を行い、異常が見られた場合は使用を中止すること。
- 必ず定期点検を行うこと。
- しばらく使用しなかった機器を再使用する時は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に動作することを確認すること。
- 清掃の際は、電源プラグをコンセントから抜き、完全に冷めていることを確認してから行うこと。
- 本品を清掃する時は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し、硬く絞った布で本体表面をやさしく清拭すること。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や薬品は使用しないこと。
- 本体下の吸気口にゴミがたまらないよう定期的に清掃すること。
- 故障した場合は、直ちに製造販売元へ連絡を行い修理点検を依頼すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：北菱電興株式会社 開発事業部 開発センター