

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 JMDN コード：70722000

T マーカー

【形状、構造及び原理等】

1. 外観

マーカー	マーカースクリュー
	
HS キャップ	トルクドライバー
	

2. 原材料

マーカー：アルミニウム
マーカードライバー、HS キャップ：チタン合金
トルクドライバー：トリムライト

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの
原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

【滅菌】

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度乾
燥工程含む 132℃以下厳守】

※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形
又は変色することがある

【その他】

- ・洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使
用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことが
ある。
- ・洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管
すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の
原因となることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：TRUABUTMENT INC. （トゥルーアバットメント社）

製造国：アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計・製作に用いる。

【使用方法】

【使用前の準備】

使用する前に本品が滅菌済みかを確認する。
オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 132℃以下厳守。

【使用方法】

取扱説明書の手順に従い、本品をアバットメントに 5～10N・cm
のトルクで取付け、口腔内スキャンを行う。

【使用上の注意】

1. 本品の原材料に対し、発疹や皮膚炎など過敏症の既往歴のある
患者には使用しないこと。また、使用中に過敏症状が現れた場
合は、直ちに使用を中止し専門医の診断を受けさせること。
2. 本品に異常が見られた場合は使用を中止すること。
3. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーテ
ィングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこ
と。

【保管方法及び有効期間】

1. 高温多湿を避けて保管すること。
2. 保管中は破損しないよう注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後は、破損、ヒビ、大きな腐食がないか確認する
こと。これらがある場合は使用を中止すること。
2. 洗浄、滅菌について

【洗浄】

使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて洗浄すること。血液、体液
等で感染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくく
なる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させるこ
と。
※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるの
で、使用しないこと。