

再使用禁止（ニードルチップ）

シーラント

【禁忌・禁止】

1. 本品に含まれる成分に対して過敏症既往歴のある患者には使用しないこと。
2. ニードルチップは再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、重合方式：クラス 2 のシーラントである。ペースト状で、シリンジ容器に充填されており、使用時にキャップを外して、付属品のニードルチップを装着する。

ペースト色調：イエロー



2. 品目仕様

光硬化深度：3 mm 以上

3. 原理

本品は、光重合型シーラントで、光エネルギーによる光重合反応によって硬化する。

4. 原材料

モノマー（EBPADMA、UDMA、TEGDMA）

5. 包装

シリンジ（1.2mL）×2 本、ニードルチップ 8 個 / 包

【使用目的又は効果】

齲蝕防止のためにエナメル質の小窩裂溝を封鎖する。

【使用方法等】

- 1) 修復する小窩裂溝内を清掃し、乾燥する。
- 2) エッチング材「ファインエッチ」を小窩裂溝内に塗布し、10～30 秒間放置する。
- 3) エッチング面を 15 秒間水洗し、エッチング材を完全に洗い流して、エアー乾燥させる。
- 4) 本材で小窩裂溝部を封鎖する。
- 5) 歯科重合用光照射器で 20 秒※ 照射して、硬化させる。
- 6) 表面の未重合層を水洗またはアルコールで除去する。

※ 重合時間は、有効波長領域 400～515nm の LED を光源とする歯科重合用照射器を使用する場合を前提としています。従来型ハロゲン照射器の場合は、約 2 倍の照射時間が必要となります。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 1) 記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 2) 本品が皮膚や目に接触しないように注意すること。
- 3) 本品が皮膚または目に接触した場合は、多量の水で洗浄し必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- 4) 使用期限の過ぎた製品を使用しないこと。
- 5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により発疹などの過敏症が発生した場合には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、高温や強い光を避けて乾燥した冷暗所（2～27℃）に保管すること。
- 2) 使用後は直ちにキャップを締めること。

【使用期限】

包装に記載の使用期限（製造日から 2 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

例：  20YY. MM は、使用期限が 20YY 年 MM 月を示す。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：SPIDENT CO., LTD.（スピデント社）
製造国：大韓民国