

キトスタット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造および原理等】

＜形状・構造＞

本品は、キトサンに酢酸を含ませたパッドである。



＜材質＞

キトサン、酢酸

＜原理＞

本品を出血面(穿刺部位等)に適用すると、血液を吸収、停留させる。さらに、血小板が活性化され血小板固有タンパク質である血小板第 4 因子(PF4)、 β -トロンボグロブリン(β -TG)の放出促進により、血小板凝集が促進され凝固し、止血される。

製品サイズ

20mm×20mm

【使用目的又は効果】

本品は止血のために用いる合成繊維等のパッドであり、血液透析患者の穿刺孔の止血及びカテーテル治療の穿刺孔の止血に使用する。

【使用方法等】

1)本品を出血面(穿刺部位等)に直接当て、出血が治まるまで圧迫する。
なお本品には表裏がないため、両面どちらも使用可能である。

2)止血完了後に本品を取り除き、適切な包帯等で保護する。

—注意—

- ・本品は 24 時間以内に取り除くこと。
- ・本品の取り除きが難しい場合は、本品を少量の水や生理食塩水で湿らせながら取り除くこと。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・本品を貼っている場所から出血漏れなどが起きた場合は速やかに新しいものと交換すること。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 1)血液透析患者の穿刺孔の止血およびカテーテル治療の穿刺孔の止血のみに使用し、体内に埋め込まないこと。
- 2)本品使用中に過敏症状または皮膚障害(浮腫、水疱、発赤、びらん等)と思われる症状が現れた場合には本品の使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 3)滅菌包装を開封したら直ちに使用すること。
- 4)本品を再滅菌しないこと。

2.不具合・有害事象

- 1)その他の有害事象
・皮膚障害

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

直射日光、高温多湿を避け、常温で保管すること。

*＜有効期間＞

製造より 3 年間 [自己認証による。]

包装材およびラベルに使用期限の記載あり。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

氏名:新タック化成株式会社
住所:香川県三豊市豊中町上高野 4148 番地
電話番号:0875-62-6555(代表)

＜販売業者＞

氏名:メディキット株式会社
住所:東京都文京区湯島 1-13-2
電話番号:03-3839-0201