

先端チップは再使用禁止

バイナーLC

【禁忌・禁止】

- ・本品の原材料に対してアレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

1. 外観



2. 容量

シリンジ 1 本あたり 2g

3. 原理

本品は 400～500nm の光照射により重合硬化する。

4. 原材料

ウレタンジメタクリレート、バリウムガラス、光重合開始剤、その他

5. 性能

項目	仕様
外観	異物やきょう雑物がなく、使用上に問題がない。
光硬化深度	1mm 以上
曲げ強さ	10 MPa 以上
X 線造影性	同じ厚さのアルミニウムの X 線造影性以上

*【使用目的又は効果】

歯の裏層及び裏装に用いる。

*【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) 製品の有効期限、異物、変質等の異常がないか製品を確認する。
- 2) 使用説明書を読み、使用方法を熟知する。
- 3) ふたをはずし、先端チップをつける
- 4) ラバーダムを用いて口腔を保護する。

2. 使用方法

- 1) ラバーダム等を用いて施術部位を保護し乾燥させる。
- 2) 窩洞形成を行う。
- 3) 適用部位にエナメルを前処理(エッチング)して洗浄し、乾燥させる。
- 4) 先端チップを本品に装着し窩洞内に本品を充填する。充填時には厚さ 1mm 以上は塗らないこと。厚さ 1mm 以上塗る場合は、1mm ごとに光重合する。
- 5) 歯科重合用光照射器で約 40 秒間照射し、硬化させる。
- 6) 次の過程はエッチングからはじめレジン適応までの通常の修復過程に従う。(例:エッチング→水洗い→乾燥→ボンディング→光重合→レジン充填→光重合)

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・本品使用の際は、患者にラバーダムを装着すること。
- ・未重合のペーストが口腔軟組織や皮膚に付着しないように注意すること。付着した場合には、アルコール綿などで清拭した後、水で十分に洗浄すること。
- ・本品は光により硬化するため、使用後はただちに蓋を閉めること。
- ・使用後は、必ずキャップをし、密閉させること。

**【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・本品の使用により感作またはアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合には直ちに治療を中止して、専門医の診察を受けさせること。
- ・本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・直射日光を避けて、常温で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に管理すること。

2. 有効期間

製造日から 3 年(外装に記載)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**選任製造販売業者:株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051

外国製造業者: META BIOMED CO.,LTD.(Head office)

(メタ バイオメド)

製造所国:大韓民国