

歯科材料 05 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用エッチング材 (JMDN:36153000)

ニードルチップの再使用禁止

メタ エCHANT

【禁忌・禁止】

- ・本品または本品に含まれる成分に発疹や皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者への使用は禁止。
- ・ニードルチップの再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

本品は半ゲル状であり、揺変性を持っているため使用時に流れ落ちにくい。本品の色は青色でシリンジに入っている。使用時にはシリンジの先端に専用のニードルチップを装着し使用する。

<シリンジ>



<ニードルチップ>



*2. 容量

本品は以下の2種類の構成成分がある。

構成成分名	構成成分の内容
メタ エCHANT	シリンジ 3g 入り 3 本、 ニードルチップ 20 個

3. 原理

歯質(エナメル質)の表面を酸処理することにより歯科用接着材の接着性を高める。

4. 成分

りん酸、精製水、キサンタンガム、コバルトブルー

5. 性能

項目	規格
pH	0～1

【使用目的又は効果】

歯のエッチングに用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) 本品に漏れ、辺縁、変色などの異常状態がないかを確認する。
- 2) 本品の使用方法、使用上の注意、禁忌・禁止事項を十分に理解する。
- 3) 本品の有効期間を確認する。
- 4) 術前にラバーダムを用いて口腔を保護する。

2. 使用方法

- 1) ふたを回しながら取り外す。
- 2) ニードルチップをシリンジ先端部に挿入後、時計回りに回してしっかりと固定する。

- 3) 本品をエナメル質の適用部位に塗布し 20 秒ほど放置する。
- 4) 本品を十分に水洗し、本品を歯面から除去する。
- 5) 本品が十分に除去されなかった時は、繰り返し水洗を行う。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により発疹などの過敏症が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
2. 本品が目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水で洗浄し、眼科医に診断を受けること。
3. 本品との接触による過敏症の予防のため、使用に際しては手袋の着用等の適切な防護処置をおこなうこと。
4. 本品の使用目的以外の用途には使用しないこと。
5. 他の材料と混和して使用しないこと。
6. 本品を誤飲させないように注意すること。
7. 製品の有効期間が過ぎた場合は使用しないこと。
8. 施術前に必ず気道を保護すること。
9. 使用後は、必ずふた締め密閉すること。
10. 廃棄の際は、必ず地方自治体の条例または規則に従って廃棄すること。
11. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 使用後は必ずシリンジのふたを完全に閉めて保管する。
2. 乾燥した涼しい所(18℃～24℃)に保管する。
3. 火気の近くに保管しない。
4. 子供の手の届かない場所に保管する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**選任製造販売業者:株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051

外国製造業者: META BIOMED CO.,LTD.(Head office)

(メタ バイオメド)

製造所国:大韓民国