

ARUM-CAD チタンディスク

【禁忌・禁止】

本品又は類似成分の合金や配合成分に対して発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

本品は円形かつ、盤状である。



直径 (mm)	高さ (mm)	重量(g)	ステップ有無
98.5	10	342	無
	12	406	有
	14	470	
	16	534	
	18	598	
	20	660	
	22	725	
	25	820	

2) 原材料

チタン(ASTM F 67 Gr.4)

3) 原理

本品は歯科技工室設置型コンピュータ支援設計(CAD)・製造ユニット(CAM)により切削加工し、インレー、アンレー、クラウン、フレームワーク、支台柱等の歯科修復物を作製する際に使用する歯科用チタン材料である。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計(CAD)・製造ユニット(CAM)により切削加工し、歯科修復物、補綴物又は装置等を作製するために用いるチタン材料である。

ただし、歯科用インプラント又は歯科用インプラントアバットメントの作製に用いるものを除く。

【使用方法等】

- 印象材を用いて印象採得を行い、作製した支台歯模型を、モデルスキャナでスキャンニングする。または、口腔内スキャナを用いて、口腔内を直接光学印象採得する。
- 取得した三次元形状データをもとに、コンピューター支援設計(CAD)システムでクラウン、フレームワーク、支台柱等の歯科修復物を設計する。
- 加工機に本品を装着し、設計したデータを用いて、本品を切削加工する。
- 必要に応じ、加工した歯科修復物を通法に従い、形成、築盛、最終仕上げ及び洗浄を行う。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- 本品の使用により発疹・皮膚炎等の過敏症状が現れた患者あるいは術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 本品の切削、研磨の際には、粉塵による人体への影響を避けるため、吸塵装置、公的機関が認可したマスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 本品の切削、研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保護眼鏡等を使用すること。万一目に入った場合は、直ちに十分な流水で洗眼し、医師の診断を受けること。
- 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- 作製した修復物は十分に洗浄、滅菌してから患者の口腔内に装着すること。
- 本品は歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

2) その他の注意

- 本品の表面にキズ、亀裂、割れ等が生じている、または異物の付着が確認される場合は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないよう、適切に管理すること。
- 保管中に製品に過負荷がかからないよう、適切に管理すること。

【包装】

1 個/箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

外国製造業者：ARUM DENTISTRY Co., Ltd.
(アルムデンティストリー)

外国製造業者国名：大韓民国