

歯科材料 (05) 歯科用接着充填材料
一般医療機器 歯科根管切削補助材 70928001

MD ケルクリーム

シリンジチップは再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1.本品を根管外又は軟組織に対して使用しないこと。
- 2.シリンジチップを繰り返して使用しないこと。

*【形状・構造及び原理】



※写真はイメージです。

番号	名称	個数
1	シリンジキャップ	2
2	MD ケルクリーム (7g)	2
3	プランジャー	2
4	シリンジチップ	5
5	リング	1

(※シリンジチップは場合により個数が変動することがございます。)

形状: 白色ゲル状

成分: エチレンジアミン四酢酸、ポリエチレングリコール

*【使用目的又は効果】

本品は、歯内治療で石灰化した根管壁等を軟化・中和するために用いる材料である。

*【使用方法等】

- 1) 通法に従って髄室開拓を行ないます。
- 2) シリンジの先端にシリンジチップを装着後、本品を 0.5～1.0ml 根管内に注入します。
- 3) 根管内の本品を、器具を用いて除去してください。
- 4) 上記過程をもう一度繰り返してください。
- 5) 通法に従って、根管内を洗浄、乾燥させ、根管充填及びその後の処置を行います。

※ 機器の詳細な操作方法および、使用方法是付属の取扱説明書を必ず読むこと。

【使用上の注意】

- 1) 本品は根管のみで使用し、本品が根管外に接触することのないよう、必要に応じて適切な保護措置を講ずること。万が一、本品が根管外以外の粘膜組織に接触した場合には、すぐに水で洗い流すこと。
- 2) 使用の際には、本品が目や皮膚に接触しないよう注意すること。万が一、本品が目に入った場合もしくは皮膚に接触した場合には、すぐに大量の水で洗い流し、専門医の診断を受けること。
- 3) 本品を誤飲しないよう十分注意すること。万が一、本品を誤飲した場合には、すぐに専門医の診断を受けること。

- 4) シリンジチップは単回使用であり、再使用しないこと。
- 5) 本品は、記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 6) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、直射日光の当たらない乾燥した風通しの良い場所に保管すること。(室温 1～30℃)
- 2) しっかりとキャップを閉めておくこと。
- 3) 火気のある場所に保管しないこと。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

製造日から 2 年

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**選任製造販売業者: 株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL: 092-409-4050 FAX: 092-409-4051
外国製造業者: META BIOMED CO., LTD. (Head office)
(メタ バイオメド)
製造所国: 大韓民国