

再使用禁止

アブソーバント ペーパーポイント

**【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 再滅菌禁止

*【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、異なるサイズの種類があり、識別のためのカラーコードが付与されている。サイズ及び組合せは、以下のとおりである。

<02 テーパー>

#10、#15、#20、#25、#30、#35、#40、#45、#50、#55、
#60、#70、#80、#90、#100、#110
#15、#20、#25、#30、#35、#40 のアソート
#45、#50、#55、#60、#70、#80 のアソート

<04 テーパー>

#15、#20、#25、#30、#35、#40、#45
#15、#20、#25、#30、#35、#40 のアソート

<06 テーパー>

#15、#20、#25、#30、#35、#40
#15、#20、#25、#30、#35、#40 のアソート

2. 形状



<セルパック タイプ>



<スライドボックス タイプ>
※写真はイメージです。

3. 原材料

パルプ

【使用目的又は効果】

本品は、根管内の液を除去するために用いる。

*【使用方法等】

1. 使用前の準備事項

- 1) 根管の長さを測定する。
- 2) 根管を形成した最後のファイルと同じサイズを選択する。

2. 使用方法

- 1) 根管を形成した最後のファイルと同じサイズを選択後、ペーパーポイント作業の長さを確認する。
- 2) 適当な長さのペーパーポイントをピンセットでつまんで入れ、歯根管内の液を吸収し、乾燥させる。

*【使用方法に関連する使用上の注意】

1. 保持の際は、滅菌したピンセットを使用すること。
2. 根管内へは強く押し込まず、ゆっくりと挿入し、抵抗を感じたら、直ちに引き抜くこと。
3. 1 歯根あたり、ポイントを 10~15 本使用することを推奨する。
4. セルパックタイプの場合、個別包装を開ける際は、以下の写真の矢印の方向に開封すること。



*【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 本品は再使用しないこと。
2. 本品に破損、変形等の異常があった場合には使用しないこと。
3. 本品は、滅菌済みの製品であるため、個別包装の開封後はすぐに使用すること。
4. 開封後は適切に保管し、汚染が確認された場合は、未使用でも廃棄すること。

*【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温多湿及び直射日光を避け、乾燥した風あたりのいい室内に保管すること。

[有効期間]

製造日から 5 年

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者:株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051

外国製造業者: META BIOMED CO.,LTD.(Head office)

(メタ バイオメド)

製造所国:大韓民国