

**2022 年 3 月 1 日作成（改訂第 4 版）
*2017 年 9 月 12 日作成（改訂第 3 版）

製造販売届出番号 40B1X10003GE0081

整形用機械器具（58） 整形外科手術用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

※ハウジングポジショナー、
印象用コーピングは単回使用

イージーロックアクセサリー

【禁忌・禁止】

- ①ハウジングポジショナー、印象用コーピングは単回使用のため、再使用禁止である。
- ②他社製品と組み合わせて使用しないこと。
形状が異なるため適切な組み合わせが得られず、不具合および事故の原因となる恐れがある。

・印象用コーピング（※単回使用）

アバットメント装着時

包装されたアバットメントに嵌め、フィクスチャーに装着時に使用する。

顎模型作製時

アバットメントに被せ、印象キャップとして使用する。

*【形状・構造及び原理等】

	
1. ハウジングポジショナー	2. ラチェットドライバー
	
3. スクエアドライバー	4. 印象用コーピング

※ハウジングポジショナーは、「0°、4°、7°、10°、13°、16°」のものがある。

*【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる手動式の非侵襲的に使用する器具である。

【原材料】

構成品	原材料
ハウジングポジショナー	シリコンゴム
ラチェットドライバー	ステンレス鋼
スクエアドライバー	ステンレス鋼
印象用コーピング	ポリアセタール樹脂

【使用方法等】

- ・ハウジングポジショナー（※単回使用）
アバットメントに対し、ハウジングが咬合平面と平行となるよう補正・調整に用いる。
インプラントのアライメントに従い、適当な角度のハウジングポジショナーを選択し、アバットメントに装着する。
- ・ラチェットドライバー及びスクエアドライバー
アバットメントをフィクスチャーに締結する。（25N/cm）

【使用上の注意】

- 1) 術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
- 2) ドライバーの取扱いについては以下の項目を守ること。
 - ・未滅菌品であるため、使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
 - ・素材のステンレス鋼は、鉄に比べて錆びにくい金属であるが使用方法及び環境によって、錆びることがあるので十分に注意すること。
 - ・金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は、使用しないこと。
 - ・使用後は、防錆洗浄後、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。
 - ・洗浄、消毒、滅菌後には、十分に水分を除去して、保管すること。
 - ・磨き粉、金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。
- 3) 本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者：株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL：092-409-4050

FAX：092-409-4051

外国製造業者：Samwon D.M.P

（サムウォン ディーエムピー）

外国製造所国：大韓民国