

**2022 年 3 月 1 日作成 (改訂第 3 版)

*2021 年 7 月 29 日作成 (改訂第 2 版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0097

機械器具 (17) 血液検査用器具
一般医療機器 検体前処理装置 38757000

特定保守管理医療機器 エム・ディー・ビー

【禁忌・禁止】

1. 本製品の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
2. 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
3. 器具の形態変更や改造等をしないこと。

*【形状・構造及び原理等】

<寸法>

380(W) × 580(D) × 385(H) mm

<規格>

- ・電源電圧 : AC100V
- ・出力 : 300W
- ・重量 : 30Kg

【使用目的又は効果】

本品は、試料の前処理装置をいう。検体分析のために試料を前処理する制御コンピュータを備えた自動化システムで、試料ハンドラ、プロセッサ又はロボット等の種々の検査用装置から構成される。単なる試料容器の搬送、検体の希釈、分注を除く。

【使用方法等】

1. 安定した台の上に設置し、AC100V の電源を接続する。
2. エタノールで機器の蓋及び周辺を消毒する。
3. 電源スイッチが消えたのを確認した後、コンセントにプラグを差し込む。
4. 機器後部の排水パイプを閉めて、表示された高さまで水を入れる。(水がない状態では絶対に機器を作動させないこと)
5. チューブを機器内部のアクリル装着台に位置させる。
6. 機器のカバーをし、この際非常装置が閉まったことを確認した後、電源を入れる。
7. モードキーを押してモードを設定した後、機器を使用する。

【使用上の注意】

1. 水平な台に設置し、引火性のものを近くに置かないこと。
2. 素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注意すること。
3. 金属腐食を起こす恐れのある薬剤、超酸性水等は使用しないこと。
4. 100V 以外で使用しないこと。
5. 洗浄液を給水、排水する場合は、必ず電源スイッチを OFF にしてから電源プラグを抜くこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、日光、埃、塩分、硫黄分を含んだ空気などの影響を受けない場所に保管すること。
3. 温度 : -40℃~+70℃、湿度 : 相対湿度 8~80% の範囲で保管すること。
4. 保管中に傾斜、衝撃、振動を与えないこと。
5. 化学薬品の付近、ガスの発生する場所に保管しないこと。

【包装】

包装単位 : 1 台

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者 : 株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL : 092-409-4050 FAX : 092-409-4051

外国製造業者 : Geomedi Co., Ltd.
(ジオメディ)

外国製造所国 : 大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。