

Meg-Rhein ツール

【禁忌・禁止】

- ・併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ・適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。

**【形状・構造及び原理等】

本品は、以下のものから構成され、単品又は組み合わせて製造販売される。

- 1) Meg-Rhein プラスティックインプレッションコーピング



- 2) Meg-Rhein ステンレスインプレッションコーピング



- 3) Lab アナログ



- 4) キャップ除去ツール



- 5) キャップ装着ツール



- 6) Retentive キャップ(Black)



- 6) Protective ディスク



- 8) Extractor Inserter ツール



**【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具である。

*【使用方法等】

＜Meg-Rhein プラスティックインプレッションコーピング、Lab アナログ＞

- ①口腔内の Meg-Rhein アバットメント¹⁾に Meg-Rhein プラスティックインプレッションコーピングを装着し、印象採得を行う。(トランスファー印象)

- ②Lab アナログを接続した Meg-Rhein プラスティックインプレッションコーピングを印象の中に戻し、作業模型を作製する。

＜Meg-Rhein ステンレスインプレッションコーピング、Lab アナログ＞

- ①口腔内の Meg-Rhein アバットメント¹⁾に Meg-Rhein ステンレスインプレッションコーピングを装着し、印象採得を行う。(ピックアップ印象)

- ②印象内の Meg-Rhein ステンレスインプレッションコーピングに Lab アナログを接続し、作業模型を作製する。

＜キャップ除去ツール、キャップ装着ツール＞

- ①ハウジング²⁾又はハウジング(Dynamic)²⁾への Retentive キャップ(Black)又は Retentive キャップ²⁾の脱着時に使用する。

＜Retentive キャップ(Black)＞

- ①模型上の Lab アナログに Retentive キャップ(Black)を取り付けたハウジング²⁾又はハウジング(Dynamic)²⁾を装着し、通法に従い義歯を作製する。

＜Protective ディスク＞

- ①Retentive キャップ²⁾をはめ込んだハウジング²⁾又はハウジング(Dynamic)²⁾を義歯に取り込む際、Protective ディスクを Meg-Rhein アバットメント¹⁾に取り付け、レジンが回り込まないようにする。

＜Extractor Inserter ツール＞

- 1.Metal キャップから Retentive キャップを取り外す際に使用する。
2.使用時に付属のカバーをハンドルとして使用し、使用しないときはチップカバーとして利用する

*併用医療機器

	一般的名称／販売名
1)	歯科用インプラントシステム／ エニリッジ インプラントシステム (承認番号：22800BZI00009000) 歯科用インプラントシステム／ AnyOne インプラントシステム (承認番号：22900BZI00015000) 歯科用インプラントシステム／ BD Octa1 インプラントシステム (承認番号：30300BZX00063000)
2)	歯科インプラント用上部構造材／ Meg-Rhein キャップ (認証番号：301AKBZI00066000)

(別売り)

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ①本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者及び術者は使用を中止し、医師の診断を受けさせてください。
- ②本品に含まれている配合成分及び類似成分に対して過敏症の疑いがある場合には必ず事前にアレルギーテスト（パッチテスト）を行い、問題がないことを確認した後、ご使用ください。アレルギーテストは皮膚科の専門医にご相談ください。
- ③歯科医師、歯科技工士以外は使用しないでください。ご使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断してください。
- ④本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないでください。
- ⑤本製品を口腔内で使用する前には、必ず洗浄し、必要に応じて消毒してください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050 FAX：092-409-4051

総販売元：株式会社メガジェンジャパン
大阪府大阪市中央区北久宝寺町 3-1-6
TEL：06-6281-3535 FAX：06-6281-3538

外国製造業者：MegaGen Implant Co.,Ltd.
(メガジェンインプラント)
外国製造所国：大韓民国