

整形機械器具（58） 整形外科手術用器械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

ワランテックインプラント用手術器具

【禁忌・禁止】

- 1. 本製品を治療の目的以外に使用しないこと。
- 2. 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- 3. 器具の形態変更や改造等をしないこと。

**【形状・構造及び原理等】

名称	原材料
1) Drill Stopper	ELI(ASTM F 136)
2) Drivers	Trimrite(S42010)
3) Kinetic Abutment Remover	Trimrite(S42010)
4) Checker & Path Finder	ELI(ASTM F 136)
5) Depth Probe	ELI(ASTM F 136)
6) Wrench	ELI(ASTM F 136)
7) Adapter	ELI(ASTM F 136)
8) Positioner	ELI(ASTM F 136)
9) Gasket	Silicon rubber
10) Holder	ELI(ASTM F 136) + nitrile butadiene rubber
11) Abutment Grips	Polyoxymethylene, Acetal
12) Fixture Remover Screw	Trimrite(S42010)
13) Fixture Remover Screw Driver	Trimrite(S42010)
14) Fixture Remove Clamp	Trimrite(S42010)
15) Screw removers	ELI(ASTM F 136)
16) Guide Pin	ELI(ASTM F 136)
17) Fixture Remover Tool	Trimrite(S42010)
18) Abutment Screw Remove Tool	Trimrite(S42010)
19) Screw Remove Tool	Trimrite(S42010)
20) Remove Guide Holder	Trimrite(S42010)
21) Guide Screw	ELI(ASTM F 136)
22) Anchor Screw	Trimrite(S42010)
23) Vertical Anchor	ELI(ASTM F 136)
24) Guide Bush	ELI(ASTM F 136)
25) Sleeve Hole Reamer	Trimrite(S42010)
26) Lateral Anchor Pin	ELI(ASTM F 136)
27) Metal Sleeve	ELI(ASTM F 136)

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手動式で、非侵襲的に使用する器具も含む。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

- 1) 使用前に本品を滅菌すること。
- 2) 使用前に製品に異常がないかを確認し、通法に従い適切に使

用すること。

- 3) 施術の間、使用済の器具は水に浸し乾燥を防止する。
- 4) 施術後、洗浄・滅菌を行う。

【使用上の注意】

- 1) 術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
- 2) 変形、損傷(錆、表面キズ、曲り、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- 3) 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 4) 本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。
- 5) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光及び水漏れを避けて清潔な場所にて保管すること。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：株式会社ジオメディ
連絡先：092-409-4050
外国製造業者：WARANTEC Co., Ltd. (ワランテック社)
外国製造業者国名：大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。