

ArcB スキャンボディ

【禁忌・禁止】

- ①併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- ②適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカーの指定する器具等を使用すること。
- ③本品、類似成分の合金又は配合成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、以下のものから構成され、単品又は組み合わせて製造販売される。

スキャンボディ

scanbody

ImperssionDirectCoping

mperssion scanbody



ArcB-3017	IPDC-5055N	IMP-ArcB
ArcB-3021	IPDC-5070N	
ArcB-3025		
ArcB-5017		
ArcB-5021		
ArcB-5025		

スクリュードライバー



【使用目的、効能又は効果】

本品は、口腔内スキャナー（一般的名称：デジタル印象採得装置）によるデジタル印象採得を行うための技工用器材である。

【操作方法又は使用方法等】

本品は滅菌されていないため、使用前に滅菌ガイドに従って洗浄滅菌してから使用すること。

《滅菌条件》

温度：121℃、時間：30 分、乾燥時間：30 分

※ここでは概要を記載します。詳しくは取扱説明書を参照してください。

- 1) 組織への圧迫を避けるため、適切なスキャンボディを選択する。
- 2) スキャンボディをスクリューで固定する。
- 3) 全てのスキャンボディを完全にスキャンする。
- 4) コンピュータ支援設計（CAD）／コンピュータ支援製造（CAM）システム（一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット）の技工用デザインソフトのライブラリとマッチングして、支台、上部構造をデザインする。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
1. 本品を口腔内で使用する場合は、本品及び併用品を誤飲させないように注意すること。
2. 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
3. 本品に含まれている配合成分及び類似成分に対して過敏症の疑いがある場合には必ず事前にアレルギーテスト（パッチテスト）を行い、問題がないことを確認した後、使用すること。アレルギーテストは皮膚科の専門医に相談すること。
4. 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。使用に際しては歯科医療有資格者が適用の可否を判断すること。
5. 本品は本書に記載の使用目的以外に使用しないこと。
6. 本品と併用するスキャナー、CAD／CAM システム等の使用方法に準拠して作業を行うこと。
7. 形状の異常、破損、汚れ及び異物の付着等の有無を確認し、異常が認められる場合は、使用しないこと。

【保管方法】

直射日光の当たらない場所に保管する。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL：092-409-4050，FAX：092-409-4051
製造業者：GeoMedi Co., Ltd.
製造所国：韓国