

整形用機械器具（58） 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000

※単回使用

ARUM インプレッションコーピング

【禁忌・禁止】

- 1. 本製品を治療の目的以外に使用しないこと。
- 2. 劣化や異常が見られたときは、使用しないこと。
- 3. 器具の形態変更や改造等をしないこと。

【使用上の注意】

- 1. 専門医療人によって使用されなければならない、使用目的以外の使用を禁止する。
- 2. 使用前に使用者を滅菌して使用すること。
- 3. 使用方法を正確に熟知すること。
- 4. 製品の変形や傷など外観上の問題が発生した時に交換しなければならない、任意に修正、変更しないこと。
- 5. 施術後の施術器具の保管及び管理方法による。

【包装】

包装単位：1 個/箱又は 1 セット

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：株式会社ジオメディ
連絡先：092-409-4050
外国製造業者：ARUM DENTISTRY Co.,Ltd.
(あるむ でんていすとリー)
外国製造業者国名：大韓民国

【形状・構造及び原理等】

製品名	Hex		Non-Hex	Screw
	Metal Surface	Anodizing Surface		
Pick-up Impression Coping				
Transfer Impression Coping				
Bite Impression Coping		—		

製品名	Single	Bridge	Screw
Multi Pick-up Impression Coping			
Multi Transfer Impression Coping		—	
Multi Bite Impression Coping			

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラントの施術に使用され、補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる。

【使用方法等】

- A. 使用前の準備事項
 - 1. 使用する前に、ユーザ説明書またはマニュアル、カタログを通じて使用方法および操作手順を熟知する。
 - 2. 製品の包装状態または製品の変形やキズなど破損有無を確認する。
 - 3. 非滅菌製品であるため、使用前に必ず Autoclave で滅菌して使用する。(121℃30 分滅菌、30 分乾燥)
- B. 操作方法
 - 1. Impression Coping
 - 口腔内のフィクスチャー位置を口腔モデルに移す時に使用し、インプレッショントレイと一緒に使用する。
 - 2. Impression Coping Screw
 - インプレッションコーピングを相手物に締結する際に使用する。
- C. 使用済の保管及び管理方法
 - 使い捨て医療機器での再利用を禁じる。

取扱説明書を必ずご参照ください。